

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Somna® Antklodė

Atsipalaiduokite ir užmirkite ramiu miegu naudojantis Somna® antklode.

Antklodės viduje įsiūtos išilgai grandinės priglunda pagal kūno kontūrus. Svorį ir taktilinį stimuliavimą suteikia grandinės, tad susidaro malonus giluminis spaudimas.

ANTKLODŽIŲ SVORIS (apytikslis matavimas) 7 kg 9 kg 11 kg
Išmatavimai 200 x 150 cm

DAŽNIAUSIOS NAUDOJIMO PASKIRTYS

- Neuropsichiatrinės diagnozės (ADHD, ADD, Aspergerio sindromas, Autizmo spektro sutrikimas, Tourette sindromas)
- Psichinės ligos
- Demencija
- Įgytos smegenų traumos
- Miego sutrikimai
- Spastiškumas
- Neurologinės ligos
- Nerimastingumas
- Anoreksija/ bulimija
- Motorinis sutrikimas

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Antklodė turi būti skalbiama įdėjus į specialų tinklinį maišelį.

Skalbiama iki 60°C temperatūros vandenyje, delikatus skalbimo režimas

Galima skalbti atitraukus ir padalinus antklodę į dvi dalis

Atklodę galima atnaujinti 70°C temperatūroje

Negalima naudoti baliklių

Negalima lyginti

Sausas valymas, be skysčių stipresnių nei PCE.

Negalima džiovinti džiovyklėje.

WASHING INSTRUCTIONS



The blanket must always be washed in the accompanying laundry bag



Do not bleach



Wash at 60°C maximum – select a gentle wash cycle



Do not iron



A blanket with zip may be divided before washing



Dry cleaning: no liquids stronger than PCE



Reconditioning is possible at 70°C



Do not tumble dry. Can be dried in a drying cabinet on a low heat.

ĪSPĒJIMAI

Jei zinoma, kad lietotājam ir nopietnas sirds un asinsvadu sistēmas slimības, ir jānoskaidro, vai ir iespējams lietot šo produktu, pirms lietošanas.

Īpaši uzmanīgi jālieto, ja produkti tiek lietoti uz grīdas.

Lietot šo produktu, ja lietotājam ir implantācija, ar to nevar veikt darbības, kas saistītas ar metāla daļiņām, kas atrodas produktā.

Lietotājam ar zemu motorisko funkciju jābūt uzmanīgiem, ja lietojama produkti.

Gamītājs

Somna AB, Panelvägen 16 | SE-443 61 Stenkullen, Švedija | +46 (0)31-301 17 20 www.somna.com