

Vibruojantis kramtukas Z-Vibe



Sukurtas kalbos terapijos burnos motorikos pratimams atlikti, maitinimo įgūdžių formavimui ir sensoriniam stimuliavimui. Kramtuku pasitelkdamas terapeutas stimuliuoja tam tikrus taškus burnoje, padeda surasti ir pajusti, taip pat artikuliacijai, burnos „pažadnimui“, pagerinti burnos suvokimą, tonusą burnos raumenų darbą, sumažinti seilėtekį, kimšimą į burną, perdėtą jautrumą, maisto ar tekstūrų atstūmimą. Kramtukas taip pat naudojamas nusiraminiui, susitvardymui arba susikaupimui prieš pradedant burnos motorikos pratimus.

Z-Vibe kramtukas naudojamas:

- Burnos suvokimui gerinimui
Tiems, kurie turi žemą burnos raumenų tonusą, nepakankamą jautrumą. Švelnus vibravimas padidina burnos suvokimą, suteikia stimuliavimą lūpoms, liežuviui ir žandams. Ieškantiems sensorinių pojūčių burnos stimuliavimas ir dantenų masažavimas yra labai efektyvus.
- Sumažinti burnos jautrumą ir maisto/ naujų tekstūrų atmetimą
Tiems, kurie yra perdėtai jautrūs, švelnus vibravimas padeda sumažinti jautrumą, nauji paviršiai, kurie yra kramtuko antgaliuose, padeda pereiti prie kieto maisto.
- Nusiraminiui, susitvardymui
Vibravimas veikia raminančiai. Sensorinis lūpų, dantenų, liežuvio stimuliavimas gali padėti mažinant savęs kandžiojimą (lūpų, liežuvio), daiktų kandžiojimą. Naudojamas ir viduje ir burnos išorėje.
- Kandimo ir kramtymo įgūdžiams
Naudojant su kramtymo antgaliais (yra ilgas, kad būtų galima pasiekti krūminius dantukus) lavinamas ritmiškas kramtymas, žandikaulio darbas, stabilumas. Galima ant antgalio dėti maistą.

Pagamintas iš medicininės, saugios medžiagos, neturinčios švino, PVC, BPA, ftalatų ar latekso.

Kramtuku gali dirbti tik specialistas arba specialiai apmokytas prižiūrintis asmuo. Vaikai ar suaugę negali būti palikti be priežiūros su kramtuku. Vaikas ar suaugęs gali pats paimti kramtuką terapijos metu.

Kramtukas naudingas tiek įjungus, tiek išjungus vibravimą (veikia baterijos pagalba).

Galima rinktis iš didelio antgalių asortimento, yra specialiai paruošta knyga, kaip dirbti su Z-Vibe, anglų kalba.

Antgaliai dviejų skirtingų kietumų, minkštas ir kietas, kurie atskiriami pagal spalvą. Dažniausiai kietas – geltonos spalvos, o minkštas – mėlyna.



VALYMAS

Pats kramtukas (pieštukas) gali būti dezinfekuojamas su skystu dezinfekantu arba dezinfekuojančia servetėle.

Antgaliai nuimami nuo kramtukuko, valomi kempinėle arba šepetėliu kartu su muiluotu vandeniu. Kramtukas gali būti naudojamas daugiau nei vienam naudotojui. Valyti kramtuką po kiekvieno užsiėmimo.

Antgalius rekomenduojame skirti individualiam naudotojui.

Gamintojas: ARK Therapeutic, 703 Clemson gatvė, Kolumbija, SC 29229, JAV

UAB „SLAUGIVITA“

Dubijos g. 16,

LT-77172 Šiauliai,

Lietuva

Tel.: 8 800 00225

Tel.: +(370) 415 22439

Faksas: +(370) 415 95279

El. paštas: info@slaugivita.com

