



SLAUGIVITA

Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

Mobili sensorinė sistema

Gamintojas: NENKO BV



UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279





1. Produkto pavadinimas

Mobili sensorinė sistema

2. Produkto kodas

44502010

3. Spalva

Kaip parodyta paveikslėlyje



4. Aprašymas

Mobili sensorinė sistema, dėl saugumo ir aptarnavimo priežasčių, yra pristatoma medinėje transportavimo dėžėje.

= Rekomenduojame šią medinę transportavimo dėžę išsaugoti dėl bet kokių aptarnavimo paslaugų =

1. Atidarykite transportavimo dėžę naudodami Phillips atsuktuvą.
2. Atblokuokite priekinių ratų stabdžius mobilios sensorinės sistemos apačioje ir ištraukite vežimėlį iš transportavimo dėžės..
3. Pakabinkite šviesolaidinį pluoštą šalia vežimėlio.
4. Pamatysite raktą, kuriuo galite atidaryti mobilios sensorinės įrangos priekį ir galą. Mobilios sensorinės įrangos raktą galite rasti žemų durų rankenoje, kuri yra tvirtinama užrišamu raišteliu.
5. Pateiktu raktu atidarykite žemąsias spintelės dureles esančias mobilios sensorinės įrangos priekyje.
6. Išimkite projektorį iš spintelės ir padėkite ant vežimėlio.
7. Prijunkite projektorį, esantį vežimėlio viršuje, prie storesnio maitinimo laido.
8. Išimkite 3 metrų ilgio maitinimo kabelį iš spintelės ir vieną šio maitinimo laido pusę įkiškite į lizdą, esantį mobilios sensorinės įrangos išorėje (dešinėje pusėje žiūrint iš priekio), o kitą maitinimo laido pusę įkiškite į lizdas patalpoje, kurioje bus naudojama mobili sensorinės įranga.
9. Išimkite adapterį (burbulų vamzdžio jungtį) iš spintelės ir įkiškite jį į kitą jungtį, esančią mobilios sensorinės įrangos išorėje po šviesolaidžio pluoštu.
10. Pripildykite burbulų vamzdį apytiksliai 80% vandens, kad jame liktų vietos burbuliukams.
11. Prijunkite kitą mažo maitinimo laido galą prie burbulų vamzdžio tam, kad jis taip pat būtų prijungtas prie elektros maitinimo šaltinio.
12. Vėl atidarykite mobilios sensorinės įrangos priekyje esančią spintelę; Šioje žemoje spintelėje yra valdymo spintelė su 6 raudonais mygtukais. Šie mygtukai yra elektroninių gaminių ir dalių, naudojamų mobiloje sensorinėje įrangoje ir ant jos, įjungimo / išjungimo mygtukai. Pateiktoje (žiūrėti žemiau) diagramoje aiškiai nurodyta, kuris mygtukas kuriam įrenginiui yra skirtas (iš kairės į dešinę).



Pastaba: Visada pirmiausia įjunkite mobilios sensorinės įrangos vagono išorėje esantį lizdą ir tik tada įjunkite visus raudonus mygtukus!

Mygtukas 1 Išorinė jungtis burbulų vamzdžiui

Mygtukas 2 Šviesolaidžių pluoštas

Mygtukas 3 CD grotuvas ir LED ekranas

Mygtukas 4 Lazerinių žvaigždžių projektorius

Mygtukas 5 Nenko LED projektorius

Mygtukas 6 Aromadifuzorius

13. Nepamirškite pridamos kartoninės dėžės! Ją rasite žemoje spintelėje. Šioje dėžėje yra CD grotuvo nuotolinio valdymo pultas, kompaktinis diskas, 2 efektų ratukai ir 4 kvapų mišiniai (šiuos kvapus galima naudoti su aromadifuzoriumis).
14. Įstatykite skysčio ratuką į kosmoso projektorių ir patikrinkite, ar visi projektoriaus mygtukai yra įjungti.
15. Įlašinkite 4 vieno iš kvapų mišinių lašeliu ant aromadifuzoriaus „takelio“, esančio aromadifuzoriaus apačioje. Nusukite aromadifuzoriaus dugną, ant aromato „padėklo“ užlašinkite 4 lašus pasirinkto kvapų mišinio ir vėl užsukite aromadifuzoriaus dugną.
16. Mobilioji sensorinė sistema dabar yra paruošta naudojimui!

17. Sensorinė stimuliacija

Jutimas, uoslė, klausa, vizualinė stimuliacija

18. Specifikacijos

Išmatavimai: 63 x 93 x 125 cm

Baterijos: 3 x AAA, 8 x AA, 2 x C (į rinkinį neįeina)

Maitinimas: 220 V

19. Rinkinį sudaro

- 1 x Mobilios sensorinės sistemos vežimėlis
- 1 x Šviesos šaltinis
- 1 x Šviesolaidinis pluoštas
- 1 x Burbulų vamzdis
- 1 x Projektorius
- 4 x Saugojimo dėžė
- 1 x Sensorinis rinkinys – Klausa
- 1 x Sensorinis rinkinys – Vaizdai
- 1 x Sensorinis rinkinys - Jutimas
- 1 x Sensorinis rinkinys - Uoslė

Norint gauti daugiau informacijos apsilankykite internetinėje svetainėje nuoroda www.nenko.com arba www.slaugivita.com