

CuroCell[®] A4 OP10

CuroCell[®] A4 CX10

CuroCell[®] A4 CX15

CuroCell[®] A4 CX16


CuroCell[®] A4 CX20

Automatinės pripučiamųjų čiužinių sistemos

Naudojimo instrukcijų numeris: 95-001430-LT0000



7331345159324



Turinys

| | |
|------------------------------------|----|
| ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS PRIEMONĖS..... | 3 |
| 1. Įžanga..... | 4 |
| 2. Surinkimas ir įrengimas | 6 |
| 3. Naudojimas | 7 |
| 4. Gaminio aprašymas..... | 12 |
| 5. Valymas ir atnaujinimas..... | 18 |
| 6. Laikymas nenaudojant..... | 18 |
| 7. Techninė priežiūra | 19 |
| 8. Gedimų taisymas | 20 |
| 9. Techninis aprašas..... | 21 |
| 10. Atsarginės dalys | 25 |
| 11. Parinktys ir priedai | 30 |
| 12. Garantija | 30 |
| 13. Kita informacija | 31 |

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Prieš naudodami arba taisydami perskaitykite visas instrukcijas

ĮSPĖJIMAS! Kad sumažintumėte gaisro, kūno sužalojimų ir įrangos ar nuosavybės sugadinimo riziką, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

1. Gaminys turi būti įrengiamas ir naudojamas pagal numatytą paskirtį, laikantis šio vadovo instrukcijų ir (ar) kitos „Care of Sweden“ dokumentacijos. Gaminio negalima derinti, surinkti ar remontuoti naudojant kitas dalis (pvz., valdymo bloką ir čiužinį), priedus ar atsargines detales, išskyrus aprašytas šiame vadove ar kitoje „Care of Sweden“ dokumentacijoje. Jokiu būdu negalima keisti gaminio konstrukcijos.
2. Gaminį būtina padėti ir naudoti taip, kad jis neįstrigtų ar nebūtų sugadintas. Pastaba: naudodami šoninius turėklus būkite itin atidūs, kad įstrigus nebūtų susižalojama. Visada įsitikinkite, kad čiužinys yra lovai tinkamo dydžio.
3. Reguliariai tikrinkite gaminio funkcionalumą pasitelkdami funkciją „Hand check“ (žr. 3.3 skyrių).
4. Kai gaminį naudoja asmenys, kuriems reikalinga ypatinga priežiūra, pvz., vaikai, būtina nuolat stebėti.
5. Čiužinys yra apsaugotas higieniniu užvalkalu; nenaudokite kelių higieninių užvalkalų, nes tai gali turėti įtakos čiužinio garų pralaidumui.
6. Higieninis užvalkalas neleidžia prasiskverbti skysčiui arba orui, bet praleidžia garus. Siekdami išvengti uždusimo pavojaus įsitikinkite, kad naudotojas guli tinkamai.
7. Būkite atsargūs su aštriais daiktais, kad higieninis užvalkalas nebūtų sugadintas.
8. Neatidarykite valdymo bloko korpuso – elektros smūgio rizika. Aptarnavimą ir techninę priežiūrą turi atlikti „Care of Sweden“ arba vienas iš jų įgaliotųjų techninės priežiūros specialistų.
9. Atsargiai nukreipkite maitinimo kabelį į valdymo bloką taip, kad už jo neužkliūtumėte. Taip pat įsitikinkite, kad naudotojas tinkamai guli ant čiužinio pagal instrukcijas ir, jei įmanoma, naudokite kabelio laikiklį.
10. Siekdami išvengti pavojaus uždusti, įsitikinkite, kad kabelis ir vamzdeliai yra nukreipiami taip, kad niekas į juos neįsipainiotų.

Pastaba: atsakingas sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas privalo pateikti naudotojui ir (ar) operatoriui toliau išvardytą informaciją.

11. Nenaudokite gaminio vonios patalpose arba ten, kur yra valdymo bloko sąlyčio su vandeniu ar kitais skysčiais tikimybė. Niekada nenaudokite gaminio, kuris lietsi su vandeniu ar kitais skysčiais, išskyrus tam skirtas valymo priemones. Nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir gaminį pristatykite taisyti įgaliotajam techninės priežiūros specialistui.
12. Nenaudokite šalia ugnies šaltinių ar įkaitusių paviršių, kaip ugnis, degančios cigaretės, įkaitusios lempos, šildymo ventiliatoriai, viryklės ar atvira ugnis, arba esant sąlyčiui su jais, nes taip gaminys gali būti sugadintas.
13. Nelaikykite ir nenaudokite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose. Dėl aukštesnės temperatūros ir ultravioletinės šviesos gaminys gali būti pažeistas.
14. Stiprūs magnetiniai laukai arba belaidžio ryšio įranga (pvz., belaidžio namų tinklo įrenginiai, mobilieji telefonai, racijos, belaidžio ryšio telefonai ir jų bazinės stotelės, radijo siųstuvai ir kt.) gali turėti įtakos gaminio funkcionalumui, todėl juos reikėtų laikyti ne mažiau nei 1 m atstumo nuo valdymo bloko.
15. Niekada nenaudokite gaminio, jei pažeistas maitinimo kabelis, valdymo bloko kištukas arba maitinimo šaltinio korpusas, jei valdymo bloko korpusas sugadintas arba jei jis veikia netinkamai. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą dėl patikros ir remonto.
16. Prie valdymo bloko maitinimo kabelio jungties visada junkite tik „Care of Sweden“ tiekiamus maitinimo šaltinius.
17. Niekada nenaudokite išorinės jungties įvesties (3,5 mm jungtis), šią įvestį turėtų naudoti tik gamintojas.
18. Jei higieninis užvalkalas yra su šoninėmis rankenėlėmis, šios yra skirtos čiužiniui tvarkyti arba perkelti. Nenaudokite rankenėlių čiužiniui kelti, kai ant jo guli naudotojas. Naudodami bet kaip kitaip prisiimate asmeninę atsakomybę, ir gaminiumi netaikoma garantija.
19. Kai įrangos aplinkoje yra vaikų ar augintinių, būkite atidūs, kad nebūtų ištrauktas maitinimo šaltinis.
20. Reikėtų vengti naudoti šį gaminį greta arba ant kitos įrangos, nes dėl to jis gali veikti netinkamai. Jei toks naudojimas yra būtinas, šį gaminį ir kitą įrangą reikia stebėti, kad būtų patikrinta, ar jie veikia normaliai.
21. Siekiant kuo mažesnės žaizdų atsiradimo ant pėdų rizikos, naudotojas neturi liestis su valdymo bloko pakabomis.

1. Įžanga

„CuroCell® A4“ yra automatizuota ir moderni pripučiamojo čiužinio sistema, kurios paskirtis – suteikti komforto ir prisidėti prie pragulų bei susijusių sužeidimų prevencijos ir gydymo. Sistema identifikuoja naudotoją ir automatiškai valdo visas nuostatas, kad pritaikytų slėgį pagal naudotojo poreikius.

Nevengiamos ir negydomos pragulos bei sužeidimai gali labai greitai pablogėti, dėl to naudotojui padidėja komplikacijų, skausmo ir kančių rizika.

„CuroCell® A4“ būna penkių versijų: kaip antčiužiniai („CuroCell® A4 OP10“ ir „CuroCell® A4 CX10“) arba kaip visiškai keičiami čiužiniai („CuroCell® A4 CX15“, „CuroCell® A4 CX16“ ir „CuroCell® A4 CX20“).



Prieš naudodami visada perskaitykite naudojimo instrukcijas.

Jei turite klausimų dėl surinkimo, naudojimo ar priežiūros, kreipkitės į „Care of Sweden“ arba vietinį platintoją.

1.1 Bendroji informacija

Ši sistema yra medicinos priemonė, paženklinta CE ženklu pagal MPD (ES) 2017/745.

Sistema visiškai arba iš dalies sukurta ir patvirtinta laikantis 9.2 skyriuje išvardytų standartų.

Pagal valdžios institucijų įtvirtintas įstatymų nuostatas dėl medicinos prietaisų gamintojas privalo pranešti apie visus su gaminiais susijusius nelaimingus atsitikimus ar incidentus. Būtume labai dėkingi, jei nedelsdami mums, „Care of Sweden“, praneštumėte visą informaciją apie nelaimingus atsitikimus ar incidentus, susijusius su mūsų gaminiais.

1.2 Numatytasis naudojimas

Sistemas sudaro valdymo blokas, aktyviai valdantis oro srautą čiužinyje, todėl šias sistemas galima naudoti kaip prevencinę ir pagalbinę priemonę praguloms bei susijusiems sužeidimams gydyti (PU/PI).

1.3 Indikacijos

Tinka daugeliui asmenų, kuriems yra padidėjusi pragulų / sužeidimų rizika, įskaitant turinčius paviršinių opų iki IV kategorijos ir neklasifikuotą PU/PI (įtariamą giliųjų audinių pažeidimą be apibrėžtos stadijos)¹ (su individualizuotu priežiūros planu).

Čiužiniai skirti naudoti asmenims, kurių mažiausias rekomenduojamas ūgis – 120 cm. Rekomenduojamas naudotojo svoris priklauso nuo naudojamo čiužinio. Specifikacijos nurodytos toliau pateiktoje lentelėje.

| Čiužinys | Rekomenduojamas naudotojo svoris |
|----------------|----------------------------------|
| CuroCell® OP10 | 0–160 kg |
| CuroCell® CX10 | 0–200 kg |
| CuroCell® CX15 | 0–220 kg |
| CuroCell® CX16 | 0–200 kg |

| | |
|----------------|----------|
| CuroCell® CX20 | 0–250 kg |
|----------------|----------|

1.4 Kontraindikacijos

Nėra žinomų kontraindikacijų.

1.5 Numatytasis naudojimas


Čiužinių sistemos skirtos naudoti visų tipų naudotojams, įskaitant ne specialistus

1.6 Numatomo naudojimo aplinka

Čiužiniai gali būti naudojami bet kokiaje sveikatos priežiūros aplinkoje, įskaitant priežiūrą namuose.

Rekomenduojame reguliariai keisti padėtį. Laiko tarpą turi įvertinti atsakingi darbuotojai, atsižvelgdami į naudotojo būklę, diagnozę ir bendrą savijautą.

Čiužinys turi būti naudojamas tik gulėti išilgai, kojas nukreipus į galą, galas paženklintas pėdų ženklu.



Norint naudoti „CuroCell® A4“ nereikia mokymų ar

specialių įgūdžių. Jis sukurtas taip, kad būtų paprasta naudoti ir suprasti, bet prieš naudojant rekomenduojama perskaityti glaustas naudojimo instrukcijas.

Receptus turi išrašyti asmenys, įgalioti išrašyti receptus ir turintys medicininį išsilavinimą. Atminkite, kad naudotojas taip pat gali būti operatorius.

• PASTABA.

- 1. Tam tikri naudotojai, pvz., amputuotieji, gali nesiekti rekomenduojamo ūgio nustatymų. Tačiau šios grupės naudotojams gali būti reikalingi kiti nustatymai, nes ne visas paviršius būna apkrautas. Apie funkcijų reguliavimą skaitykite 3.2 skyriuje.
- 2. Kai kartu naudojamos padėties nustatymo pagalvės, atidžiai perskaitykite pagalvės naudojimo instrukcijas, kad galėtumėte parinkti naudotojui tinkamą padėtį.
- 3. Kai šis gaminys naudojamas su perkėlimo įranga (perkėlimo paklode), įgaliotieji darbuotojai privalo užtikrinti, kad perkėlimas būtų atliktas saugiai.
- 4. Čiužinys gali būti netinkamas naudoti atliekant rentgeno tyrimus, nes yra pavojus, kad objektai arba nuotraukos blogai matysis, o tai lems diagnostikos klaidas.
- 5. Nutrūkus elektros srovei ar pan., čiužinyje oras išsilaikys mažiausiai 12 valandų.

(1) Europos pragulų tyrėjų grupė, nacionalinė pragulų tyrėjų grupė ir Ramiojo vandenyno valstybių pragulų žalos tyrimo aljansas. *Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline.* Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

1.7 Kita informacija

Pragulos ir žaizdos: veiksmų planas

Kad naudojant šį gaminį rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame imtis struktūrinių ir suplanuotų priemonių.

Pavyzdžių, kuriuos galima pritaikyti naudojant mūsų gaminius, galima rasti gairėse „Veiksmų planas gydant pragulas“.

Čiužinių naudojimo instrukcijos

Šiose instrukcijose pateikiami nurodymai darbuotojams ir gydymą skiriantiems gydytojams parenkant „Care of Sweden“ čiužinį. „CuroCell® A4 OP10“, „CuroCell® A4 CX10“, „CuroCell® A4 CX15“, „CuroCell® A4 CX16“ ir „CuroCell® A4 CX20“ yra C funkcinės grupės čiužiniai.

Šią informaciją galima gauti mūsų svetainėje www.careofsweden.com arba užsisakyti klientų aptarnavimo centre (kontaktinės informacijos ieškokite paskutiniame puslapyje).


2. Surinkimas ir įrengimas

Išpakuodami patikrinkite, ar nėra pažeistų dalių. Jei randate kokių nors pažeidimų, prieš naudodami gaminį kreipkitės į „Care of Sweden“ arba vietinį platintoją.

Naudodami antčiužinį


(„CuroCell® OP10“ arba „CuroCell® CX10“):

1a. Uždėkite perdangos čiužinį ant pagrindo čiužinio. Čiužinio kampuose esančiais diržais pritvirtinkite čiužinį prie lovos.



Naudodami visiškai keičiamą čiužinį („CuroCell® CX15“, „CuroCell® CX16“ ar „CuroCell® CX20“):


1b. Padėkite čiužinį ant lovos pagrindo. Ant čiužinio apatinės pusės esančiais tvirtinimo diržais pritvirtinkite čiužinį prie lovos.



Pastaba

- Įsitinkinkite, kad čiužinys yra lovai tinkamo dydžio.
- Kad būtų patogiau, patieskite ant lovos paklodę.
- Jei reguliuojama lova naudojama su visiškai keičiamu čiužiniu su tvirtinimo diržais („CuroCell® CX15“, „CuroCell® CX16“ ar „CuroCell® CX20“), čiužinys turi būti tvirtinamas tik prie judančių lovos dalių.
- Patikrinkite kameras ir spraustukus, kad įsitikintumėte, jog jie tinkamai sumontuoti.

2. Valdymo bloką pakabinkite lovos galinėje dalyje arba pastatykite ant lygaus, tvirto paviršiaus.



Naudodami antčiužinį


(„CuroCell® OP10“ arba „CuroCell® CX10“):

3a. Jei prie čiužinio yra kabelio laikiklis, įdėkite maitinimo kabelį į jį atsegdami spraustukus, įdėdami laidą į tarpą ir vėl užsegdami spraustukus. Kitu atveju maitinimo kabelį padėkite taip, kad nebūtų pavojaus už jo užkliūti, pervažiuoti lovos ratukais arba prispausti keliant ar nuleidžiant lovą.


Naudodami visiškai keičiamą čiužinį („CuroCell® CX15“, „CuroCell® CX16“ ar „CuroCell® CX20“):

3b. Įdėkite maitinimo kabelį į čiužinio kabelio laikiklį atsegdami spraustukus, įdėdami kabelį į tarpą ir vėl užsegdami spraustukus.


4. Atidarykite oro vamzdelio jungties (pažymėtos CPR) dangtelį ir prijunkite ją prie valdymo bloko šono.



5. Tinkamai prijungus pasigirsta ir pajuntamas spragtelėjimas. Apsaugokite, kad abi jungties pusės būtų uždarytos.



6. Patikrinkite, ar valdymo bloko šone jungiklis nustatytas į padėtį 0 (išjungta). Maitinimo šaltinį prijunkite prie patvirtinto elektros lizdo (100–240 V).



7. Patikrinkite, ar maitinimo kabelis tinkamai prijungtas prie valdymo bloko ir ar naudojamas tinkamas maitinimo šaltinis. (Žr. 9.1 skyrių „Techninės specifikacijos“.)

Ant maitinimo šaltinio etiketės turi būti nurodytas teisingas dalies numeris. Maitinimo šaltinis yra įrangos dalis, todėl negali būti pakeistas.


Jei valdymo blokas buvo laikomas mažiausioje arba didžiausioje laikymo temperatūroje (nuo -25°C iki 70°C), prieš jį paleisdami palaukite bent 1 valandą. Šis laikas įvertintas, remiantis 20°C aplinkos temperatūra.

■ PASTABA!

- Kai 12 V kištuką laiko naudotojas, nelaikykite kištuko prijungto prie maitinimo šaltinio.
- Prijunkite maitinimo šaltinį prie lengvai pasiekiamo lizdo, kad būtų patogiu, jei reikėtų jį atjungti ir visiškai nutraukti maitinimo tiekimą į valdymo bloką.

3. Naudojimas

3.1 Pradžia














1. Šoninėje valdymo bloko dalyje esantį įjungimo ir išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį 1 (įjungta).
2. Oras bus pradėtas pumpuoti, o diodas virš pasirinktos programos mirksėti. Baigus pūsti, programos režimo diodas nuolat degs žaliai. Visiškai pripūsti čiužinį užtruks apytikriai 20–30 minučių, atsižvelgiant į jo dydį.
3. Kai pasirinkto programos režimo žalias diodas nuolat dega, čiužinio sistemą galima naudoti.
4. Užtruks maždaug 20–30 minučių, kol sistema prisitaikys prie naudotojo.

PASTABA!

- Kiekvieną kartą paleidus sistemą, ji veiks kaip nurodyta toliau.
 - Naudojant čiužinį be pripučiamojo apsauginio čiužinio („CuroCell® OP10“, „CuroCell® CX10“ ir „CuroCell® CX16“), valdymo blokas visiškai išleis orą iš pagrindinių kamerų ir atliks automatinį nustatymą.
 - Naudojant čiužinį su pripučiamuoju apsauginiu čiužiniu („CuroCell® CX15“ arba „CuroCell® CX20“), valdymo blokas visada pradeda visiškai pripūsdamas apsauginį čiužinį, tada kitas kameras ir galiausiai atlieka automatinį nustatymą.
- Baigus automatinį nustatymą, valdymo blokas perjungiamas į pulsavimo režimo pagrindinį nustatymą (naudojant pirmą kartą) arba į ankstesnį nustatymą. Daugiau informacijos žr. 3.2 skyriuje.
- Atliekant automatinį nustatymą, stenkitės vengti didesnių judesių ant čiužinio, kitu atveju automatinis nustatymas vyks ilgiau.
- Naudojant čiužinį su poroloniniu apsauginiu čiužiniu („CuroCell® CX16“), naudotojas gali gulėti ant jo, net kai šis nepripūstas.
 - Naudojant čiužinį su pripučiamuoju apsauginiu čiužiniu („CuroCell® CX15“ arba „CuroCell® CX20“), prieš naudotojui atsigulant jį reikia pripūsti.
 - Abiem atvejais apkrovą atlaikys apsauginis čiužinys.

3.2 Valdymo bloko funkcijos



| Mygtukas | Funkcija |
|---|---|
|  | Informacinio signalo nutildymas |
|  | Skydelio užraktas |
|  | „Pack&Go“. Automatinis sistemos oro išleidimas |
|  | Kintamumo režimas |
|  | Pulsavimo režimas |
|  | CLP režimas (pastovus žemas slėgis) |
|  | „Maximum pressure“ (priežiūros režimas) |
|  | Informacinis signalas |
|  | Netinkamas oro jungties (CPR) prijungimas |
|  | Ciklo laiko nustatymai (10, 15, 20, 25 minutės). Diodai taip pat naudojami pranešant apie klaidas. |
|  | Patogumo nustatymai |

3.2.1 Automatinis nustatymas

Čiužinio sistema reguliuoja vidinį čiužinio slėgį nepriklausomai ir be rankinio reguliavimo, nustatydama skirtingas vertes pagal naudotojo svorį ir padėtį. Vidiniam čiužinio slėgiui reguliuoti rankomis nereikia atlikti jokių veiksmų. Funkcija veikia trimis toliau išvardytais būdais.

1. Įjungus sistemą, valdymo blokas iš karto atlieka automatinį nustatymą.
2. Jei naudojant įvyksta reikšmingų pokyčių, valdymo blokas atlieka automatinį nustatymą.
3. Naudojamas valdymo blokas atliks automatinį nustatymą nustatytais laiko intervalais, kad nuolat būtų užtikrinamas tinkamas čiužinio slėgis.

Baigus automatinį nustatymą, valdymo blokas pradės veikti numatytuoju pulsavimo režimu (naudojant pirmą kartą) arba pagal anksčiau nustatytą režimo funkciją.

3.2.2 Programos

Yra trys programos. Norėdami keisti programas paspauskite mygtuką. Rekomenduojame rinktis pulsavimo režimą kaip pagrindinį nustatymą ir tai iš pradžių yra numatytasis nustatymas.



1. Kintamumo režimas. Kinta slėgis tarp kamerų. Ciklo trukmę galima pakeisti atsižvelgus į naudotojo poreikius ir reikalavimus. Pasirinkite 10, 15, 20 arba 25 min. Kuo ilgesnis ciklo periodas, tuo lėtesnis kitimas. Rekomenduojame pagrindinį 10 min. nustatymą.



2. Pulsavimo režimas. Patogumo režimas, derinantis pastovų žemą slėgį (CLP) su kintamumo režimu. Ciklo trukmę galima pakeisti atsižvelgus į naudotojo poreikius ir reikalavimus. Kuo ilgesnis ciklo periodas, tuo lėtesnis kitimas. Rekomenduojame pagrindinį 10 min. nustatymą.



3. CLP režimas. Slėgis visose kamerose bus vienodas. Jis dar vadinamas pastovaus žemo slėgio režimu.

3.2.3 „Maximum pressure“ (priežiūros režimas)



Su šia funkcija pripučiamas visas čiužinys, kuris suformuoja sutvirtintą atramą. Ši funkcija po apytiksliai 20 minučių automatiškai grįžta į ankstesnį nustatymą.


Funkcija turėtų būti pasitelkiama prižiūrint naudotoją, keičiant jo padėtį arba naudotoją įkeliant į lovą ar iškeliant iš jos.

3.2.4 Skydelio užraktas

Norėdami užrakinti arba atrakinti valdymo skydelį, paspauskite užrakto mygtuką. Mygtukas nurodo, kada skydelis buvo užrakintas. Ekranas užsirakina automatiškai, jei neličiamas 5 min. Tai neleidžia atsitiktinai pakeisti nustatymų.

Norėdami atrakinti, paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką 2 sekundes.

3.2.5 Patogumo nustatymai




Oro slėgį čiužinyje galima reguliuoti dviem etapais, atsižvelgiant į naudotojo poreikius. Koregavimai

atliekami pagal valdymo bloko (0) atliekamą automatinį nustatymą atsižvelgiant į naudotojo svorį.

Pastaba: esant tik dalinei čiužinio apkrovai, pvz., amputacijos atveju, naudojant patogumo nustatymus gali prireikti padidinti tam tikrą nustatymą.

Pasirinktą nustatymą rodo žalia lemputė.

3.3 „Hand check“ (kontrolės funkcija)



„Hand check“ atliekama siekiant įsitikinti, ar čiužinys veikia tinkamai.

„Hand check“ naudojant antčiužinio sistemą

„Hand check“ naudojant visiškai keičiamo čiužinio sistemą

Tai būtina daryti reguliariai; rekomenduojame tikrinti kartą per pamainą arba kas aštuonias valandas.


Praverkite užvalkalą ir įkiškite ranką tarp viršutinių kamerų po naudotojo kryžkauliu (čiužinio viduryje). Patikrindami įsitikinkite, ar patiestame čiužinyje susidaro tarpas, kad apatinė kūno dalis nesusmuktų. Jei jaučiate naudotojo kryžkaulį delne, tarpas yra per mažas. Atlikite naują automatinį nustatymą arba žiūrėkite 8 skyrių „Gedimų taisymas“.

3.4 Sėdimosios padėties nustatymas lovoje

Keldami lovos galvūgalį į sėdimąją padėtį, visada pritvirtinkite naudotoją esamoje padėtyje. Siekiant užtikrinti gaminio funkcionalumą, visada rekomenduojame atlikti „Hand check“ (žr. 3.3 skyrių). Jei reikia daugiau atramos, galima naudoti padėties nustatymo pagalves. Rekomenduojame sėdimąją padėtį naudoti tik trumpą laiką.

3.5 CPR (kardiopulmonarinis gaivinimas)

Nelaimės atveju, kai reikalingas KPG (kardiopulmonarinis gaivinimas), atjunkite jungtį (pažymėta raidėmis „CPR“) nuo valdymo bloko palikdami pravirą dangtelį, kad iš čiužinio būtų greitai išleistas oras.



3.6 Pranešimai



Yra įvairių pranešimų, atsižvelgiant į tai, koks įspėjimo rimtumas. Sugedus arba įvykus klaidai, pranešimas bus pateiktas mirksint įspėjamajam trikampiui. Norėdami nutildyti įspėjamąjį signalą, paspauskite nutildymo mygtuką.



Teikiant pranešimą, esamas ciklo laiko diodas išsijungia ir pranešimo kodas rodomas keturių skirtingų ciklo laiko

diodais (10, 15, 20, 25). Norėdami perskaityti ciklo laiką, kol teikiamas klaidos pranešimas, atraskite valdymo skydelį. Daugiau informacijos apie skirtingus pranešimų kodus rasite 3.6.1 skyriuje.

3.6.1 Pranešimų lentelė

Kiekvieno pranešimo informacija rodoma pranešimų lentelėje.

- 1–10 pranešimai yra garsiniai ir vaizdiniai. Klaidos kodas bus rodomas, kol klaida bus ištaisyta. Paspaudus nutildymo mygtuką, garsinis įspėjimas 5 minutėms bus nutildytas, vėliau kartosis, kol klaida bus ištaisyta.
- 11–13 pranešimuose garsinio signalo nėra. Klaidos kodas rodomas, kol sistema paleidžiama iš naujo.

| Pranešimas | Aprašas ir gedimų taisymas |
|------------|---|
| 1 | Aukšta temperatūra. Vožtuvai ir kompresoriai yra išjungti. Jei valdymo blokas yra tiesioginėje saulės šviesoje, perkeltkite jį. Kitu atveju kreipkitės į palaikymo tarnybą. |
| 2 | Numatytieji nustatymai nebaigti. Kreipkitės į palaikymo tarnybą. |
| 3 | Netinkama įvesties įtampa. Įsitinkite, kad naudojamas tinkamas maitinimo šaltinis, kitu atveju kreipkitės į palaikymo tarnybą. |
| 4 | Žemas slėgis. Pritvirtinkite CPR, čiužinį, oro vamzdelius ir oro filtrą. Jei problema išlieka, kreipkitės į palaikymo tarnybą. |

| | |
|----|--|
| 5 | Automatinio nustatymo triktis. Per nustatytą laiką nebuvo pasiektas tinkamas slėgis. Jei problema išlieka, kreipkitės į palaikymo tarnybą. |
| 6 | Nuotėkis pagal automatinio nustatymo laikotarpį. Čiužinio nuotėkis per didelis, kad būtų galima sverti. Tvarkykite čiužinį ir oro jungtis. Jei problema išlieka, kreipkitės į palaikymo tarnybą. |
| 7 | Aukštas slėgis. Per nustatytą laiką slėgio nepavyksta sumažinti iki pageidaujamos vertės. Kreipkitės į palaikymo tarnybą. |
| 8 | Per automatinio nustatymo laikotarpį jis buvo paleistas iš naujo per daug kartų. Kreipkitės į palaikymo tarnybą. |
| 9 | Čiužinio valdymo parametrai nebuvo nuskaityti. Prijunkite CPR arba kreipkitės į palaikymo tarnybą. |
| 10 | Naudojant čiužinį buvo pakeisti jo valdymo parametrai. Paleiskite sistemą iš naujo. Jei problema išlieka, kreipkitės į palaikymo tarnybą. |
| 11 | Nuotėkis mėlynų kamerų sekcijoje. Pritvirtinkite CPR, čiužinį ir jungiamuosius vamzdelius. Daugiau informacijos žr. 4.2 skyriuje. Jei problema išlieka, kreipkitės į palaikymo tarnybą. |
| 12 | Nuotėkis žalių kamerų sekcijoje. Pritvirtinkite CPR, čiužinį ir jungiamuosius vamzdelius. Daugiau informacijos žr. 4.2 skyriuje. Jei problema išlieka, kreipkitės į palaikymo tarnybą. |
| 13 | Nuotėkis raudonų kamerų sekcijose. Pritvirtinkite CPR, čiužinį ir jungiamuosius vamzdelius. Daugiau informacijos žr. 4.2 skyriuje. Jei problema išlieka, kreipkitės į palaikymo tarnybą. |

3.6.2 „Maximum pressure“ pranešimas



Naudojant funkciją „Maximum pressure“ ilgą laiką, maksimalaus slėgio diodas pradės mirksėti. Jei taip naudojate sąmoningai, ignoruokite šį pranešimą.

3.7 Transportavimo funkcija

Jei naudotoją reikia perkelti lovoje, yra du būdai, kaip jį transportuoti.

- Atjunkite CPR jungtį, uždarykite dangtelį, padėkite CPR jungtį lovos gale ir nuimkite nuo lovos valdymo bloką. Čiužinys orą išlaikys mažiausiai 12 valandų.

ARBA

- Ištraukite maitinimo šaltinį iš sieninio lizdo ir transportuodami palikite valdymo bloką kabėti ant lovos. Čiužinys orą išlaikys mažiausiai 12 valandų.

Šią funkciją rekomenduojame naudoti tik trumpą laiką.

3.8 Funkcija „Pack&Go®“ (oro išleidimas)

Baigę naudoti gaminį galite lengvai supakuoti nurodytu būdu.

- Įsitinkite, kad ant čiužinio niekas neguli.
- Valdymo skydelyje paspauskite užrakinimo / atrakinimo mygtuką.
- Paspauskite mygtuką „Pack&Go®“ ir palaikykite jį nuspaudę 2 sekundes.




Išleidžiant orą „Pack&Go®“ diodas mirksės. Oro čiužinyje nebeliks ir jį bus galima paprasčiausiai sulankstyti per 20 minučių. Baigus išleisti orą, valdymo blokas praneša apie tai garso signalu.

Atsargiai sulankstykite čiužinį, tarp jo klosčių įstatykite valdymo bloką ir sudėkite sistemą į transportavimo krepšį

(priedas) arba lygiavertę apsauginę talpą. Įsitinkite, kad maitinimo šaltinis supakuotas visas.

3.9 Paleidimas iš naujo




Jei būtina paleisti iš naujo, šoninėje valdymo bloko dalyje esantį įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį 0 (išjungta). Palaukite apytikriai 10 sekundžių ir paleiskite valdymo bloką iš naujo.

Dabar valdymo blokas bus paleistas. Žr. 3.1 skyrių.

4. Gaminio aprašymas

4.1 Valdymo blokas

1. Valdymo skydelis
2. Vamzdelis / CPR jungtis
3. Maitinimo jungiklis, įj. / išj.
4. 3,5 mm kištuko įvestis (skirta naudoti tik gamintojui)
5. Jungiamasis maitinimo kabelis
6. Oro filtras
7. Kabikliai
8. Maitinimo šaltinis



4.2 Čiužiniai

Kojūgalio funkcija

„CuroCell® A4“ čiužiniai turi integruotą kojūgalio funkciją, skirtą jautrių kulnų spaudimui sumažinti.

Užvalkalai

„CuroCell® A4“ čiužiniai teikiami su higieniniu užvalkalu. Jį lengva tvarkyti ir prižiūrėti, taip pat jis atitinka griežtus valymo ir higienos reikalavimus. Higieninis užvalkalas pralaidus garams, t. y., garai išeina, taigi sumažinama odos šlapiavimo rizika. Galimi toliau nurodyti „CuroCell® A4“ čiužinių užvalkalai.

Užvalkalas „Olivia“ – nuimamas užvalkalas su sandariu užtrauktuku ir sutvirtintomis siūlėmis. Spalva: šviesiai pilka. Naudojama su „CuroCell® OP10“ ir „CuroCell® CX10“.


Užvalkalas „Stone“ – nuimamas užvalkalas su sandariu užtrauktuku ir sutvirtintomis siūlėmis. Spalva: tamsiai pilka. Naudojama su „CuroCell® OP10“ ir „CuroCell® CX10“.

Užvalkalas „Olivia“ arba CC – nuimamas užvalkalas su sandariu užtrauktuku ir sutvirtintomis siūlėmis. Daloma (viršutinė ir apatinė dalys). Funkcionalios rankenėlės čiužinio padėčiai keisti. Spalva: šviesiai pilka arba juoda. Naudojamas su „CuroCell® CX15“, „CuroCell® CX16“ ir „CuroCell® CX20“.

Užvalkalas „Stone“ arba CC – nuimamas užvalkalas su sandariu užtrauktuku ir sutvirtintomis siūlėmis. Daloma (viršutinė ir apatinė dalys). Funkcionalios rankenėlės čiužinio padėčiai keisti. Spalva: tamsiai pilka arba juoda. Naudojamas su „CuroCell® CX15“, „CuroCell® CX16“ ir „CuroCell® CX20“.

CuroCell® A4 OP10

1. Čiužinys
2. Vamzdelių sujungimas ir CPR (greitas oro išleidimas)
3. Valdymo blokas




CuroCell® A4 CX10

1. Čiužinys
2. Vamzdelių sujungimas ir CPR (greitas oro išleidimas)
3. Valdymo blokas



„CuroCell® A4 CX10“ su užvalkalu „Stone“




CuroCell® A4 CX15

1. Čiužinys
2. Vamzdelių sujungimas ir CPR (greitas oro išleidimas)
3. Valdymo blokas



„CuroCell® A4 CX15“ su užvalkalu „Stone“




CuroCell® A4 CX16

1. Čiužinys
2. Vamzdelių sujungimas ir CPR (greitas oro išleidimas)
3. Valdymo blokas



„CuroCell® A4 CX16“ su užvalkalu „Stone“ arba CC




CuroCell® A4 CX20

1. Čiužinys
2. Vamzdelių sujungimas ir CPR (greitas oro išleidimas)
3. Valdymo blokas



„CuroCell® A4 CX20“ su užvalkalu „Stone“ arba CC



5. Pakartotinis naudojimas, valymas ir atnaujinimas

Gaminys yra daugkartinio naudojimo. Naudojant pakartotinai, svarbu vadovautis valymo ir atnaujinimo instrukcijomis. Prieš naudojant čiužinį naujam naudotojui, rekomenduojama jį nuvalyti pagal toliau pateikiamas instrukcijas. Jei kyla abejonų, dėl pagalbos ir nurodymų pasikonsultuokite su savo higienos vadovu arba „Care of Sweden“.

Kitu atveju valymą ir atnaujinimą reikia atlikti pagal reikalavimus.

5.1 Valymas

VALDYMO BLOKAS



Valdymo bloką nuvalykite drėgna šluoste ir tam tikslui skirtu švelniu valymo tirpalu, pvz., alkoholiu, kurio sudėtyje yra arba nėra tensido aktyviųjų paviršiaus medžiagų, oksiduojančių tirpalų, maks. 1 % chloro arba maks. 1,5 % vandenilio peroksido.

Jei naudojate kitą medžiagą, rinkitės tokią, kuri nedaro poveikio valdymo blokui.

ČIUŽINIO UŽVALKALAS



Užvalkalus galima nuvalyti šiam tikslui skirtu švelniu valymo tirpalu, pvz., alkoholiu, kurio sudėtyje yra arba nėra tensido aktyviųjų paviršiaus medžiagų, 70 % izopropanolio, oksiduojančių tirpalų, maks. 1 % chloro (maks. 10 % su užvalkalu „Stone“) arba maks. 1,5 % vandenilio peroksido.

Išmatų ir kraujo dėmes reikia kuo greičiau nuvalyti šaltu vandeniu. Atidžiai vadovaukitės vietiniais nurodymais bei nurodymais dėl valiklio.



Prieš valant kelių sluoksnių užvalkalus reikia atskirti. Dalis reikia plauti su panašiu spalvų skalbiniais.



Chloro ir fenolio pagrindo valikliai gali neigiamai paveikti PU paviršius, todėl jų reikėtų vengti. Naudojant chlorą rekomenduojame maks. 1 % mišinį (maks. 10 % su užvalkalu „Stone“).

VIDINIS UŽVALKALAS



Paveiktą sritį valykite šiam tikslui skirtu švelniu valymo tirpalu, pvz., alkoholiu, kurio sudėtyje yra arba nėra tensido aktyviųjų paviršiaus medžiagų, 70 % izopropanolio, oksiduojančių medžiagų, maks. 1 % chloro arba maks. 1,5 % vandenilio peroksido.

5.2 Atnaujinimas

VALDYMO BLOKAS

Žr. 5.1 skyrių, kur pateikiamos instrukcijos.

ČIUŽINYS

1. Atjunkite vamzdelio jungtį nuo valdymo bloko ir išleiskite orą iš čiužinio.
2. Nuimkite užvalkalus. Daugiau informacijos apie užvalkalų valymą žr. 5.1 skyriuje.
3. Perkelkite čiužinį į švarią vietą, kuri yra tinkama valyti.
4. Kameras, visus vamzdelius ir CPR modulį nuvalykite tam tikslui skirtu švelniu valymo tirpalu, pvz., alkoholiu, kurio sudėtyje yra arba nėra tensido aktyviųjų paviršiaus medžiagų, 70 % izopropanolio, oksiduojančių tirpalų arba maks. 1 % chloro arba maks. 1,5 % vandenilio peroksido. Palaukite, kol išdžius.

Pastaba: naudojant „CuroCell® CX15“ arba „CuroCell® CX20“, oro kameras galima atskirti greito atjungimo jungtimi, kad būtų lengviau jas valyti.

5. Darbinius paviršius nuvalykite naudodami tinkamą valiklį ir (arba) dezinfekavimo priemonę.
6. Sudėkite čiužinį. Jei dėl kokių nors priežasčių kameros atsilaisvina nuo vamzdelių, reikės pakeisti pagal 4.2 skyriuje pateikiamą brėžinį.

POROLONO UŽPILDAS

Paveiktą plotą nuvalykite švelniu plovikliu (pvz., plovimo skysčiu) ir vandeniu arba alkoholio pagrindo dezinfekantu (šiam tikslui skirtu valikliu). Švelniai išspauskite visą vandenį.

- **PASTABA!**
- Kiekvieną kartą valydami gaminį patikrinkite higieninį užvalkalą, kameras ir žarneles. Jei pažeistas, jį reikia pakeisti arba sutvarkyti.
- Valydami taip pat patikrinkite valdymo bloką, vamzdelių jungtis ir maitinimo kabelį. Pažeistas dalis reikia pakeisti arba sutaisyti.
- Nelenkite ir nesukite porolono užpildo gręždami vandenį. Leiskite jam išdžiūti šiltoje, vėdinamoje vietoje (ne tiesioginėje saulės šviesoje). Prieš vėl naudojant porolono užpildą, jis turi būti visiškai sausas.

6. Laikymas nenaudojant

Čiužinį ir valdymo bloką patartina laikyti gaminio krepšyje (priedas), originalioje pakuotėje arba kitoje lygiavertėje apsauginėje talpoje. Su supakuotu gaminiu elkitės atsargiai. Ant jo viršaus nedėkite sunkių daiktų. Papildomos informacijos apie laikymo temperatūrą žr. 9 skyriuje.

7. Techninė priežiūra

7.1 Bendroji informacija

Vadovaujantis reglamentu „Medical Device Regulation“ (ES) 2017/745, „CuroCe II® A4“ pripučiamasis čiužinys laikytinas medicinos prietaisu, padedančiu išvengti pragulų ar sužalojimų ir juos gydyti. Dėl šios priežasties rekomenduojame reguliariai prižiūrėti ir tikrinti valdymo bloką, kad išlaikytų funkcionalumą ir eksploatacines savybes. Kaip ir kiti techniniai prietaisai, tinkamai prižiūrimas valdymo blokas veikia geriau, jį galima naudoti ilgiau.

Aptarnavimą arba techninę priežiūrą visada atlieka „Care of Sweden“ arba vienas iš jos įgaliotųjų specialistų. Naudokite tik tas atsargines dalis, kurios yra patvirtintos „Care of Sweden“. Jei naudojamos nepatvirtintos atsarginės dalys, garantija nustoja galioti. Daugiau informacijos žr. „CuroCell® A4“ priežiūros vadove.

Gedimai ir defektai, kurie laikomi garantiniais, pataisomi nemokamai.

Prieš grąžinant gaminį, „Care of Sweden“ reikia pateikti garantinę pretenziją.

Panaudoję gaminį patikrinkite, ar:

1. nepažeistas maitinimo kabelis ir maitinimo šaltinis;
 2. tinkama šoninėje valdymo bloko dalyje esančių jungiamųjų vamzdelių (pažymėtų CPR) padėtis ir ar juose nėra nuotėkio;
 3. nepažeistas higieninis užvalkalas ir ar tinkamai paruoštas užvalkalas bei kameros;
 4. nėra pažeistų ar užstrigusių vamzdelių arba jungčių.
- Jei reikia atsarginių dalių, kreipkitės pagalbos į „Care of Sweden“ arba vietos platintoją.

7.2 Oro filtro keitimas

Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, įsitinkinkite, kad valdymo blokas yra išjungtas. Paslaugos negali būti teikiamos naudojant gaminį.

Jei norite pakeisti oro filtrą, atlikite nurodytus veiksmus.

1. Galinėje valdymo bloko dalyje esančią mažą apsauginę plokštelę atlaisvinkite naudodami T10 dydžio „Torx“ atsuktuvą.



2. Išimkite filtrą iš laikiklio.
3. Į laikiklį įdėkite naują filtrą, rožinę pusę nukreipę į išorę. Uždėkite atgal apsauginę plokštelę ir ją pritvirtinkite varžtais.

Jei valdymo blokas naudojamas itin nešvarioje aplinkoje, filtrą reikia tikrinti reguliariai.



8. Gedimų taisymas

| Triktis | Sprendimas |
|---|--|
| Valdymo blokas nepaleidžiamas | Patikrinkite, ar maitinimo šaltinis prijungtas prie maitinimo šaltinio. Patikrinkite, ar šviesos diodas ant maitinimo šaltinio šviečia žalia spalva. |
| Naudotojas susmunka iki dugno | Paleiskite valdymo bloką iš naujo. Žr. 3.9 skyrių. Valdymo blokas pradės automatinį nustatymą. Palaukite, kol bus baigtas automatinis nustatymas. Atlikite tolimesnį patikrinimą „Hand check“ (žr. 3.3 skyrių). Jei tarpas vis dar per mažas, patogumo nuostatą didinkite etapais. Jei problema kartojasi, kreipkitės į „Care of Sweden“ arba vietinį platintoją. |
| Čiužinys juda aplink | Patikrinkite, ar čiužinys prie lovos rėmo apačioje pritvirtintas diržais (dviem galvūgalyje ir po du iš abiejų pusių išilgai). |
| Kai kuriose kamerose mažiau oro | Tai normalu, jei naudojamas pulsavimo ar kintamumo režimas, nes oro šaltinis iš anksto nustatytam ciklo laikotarpiui (vienas ciklas = 10–25 minutės) nukreipiamas skirtingoms kintamumo kameroms. |
| Valdymo blokas skleidžia triukšmą, gali būti jaučiama vibracija | Patikrinkite, kaip valdymo blokas pakabintas ant lovos. Gali susidaryti rezonansas, todėl lovos dalyse jausis vibracija. Nuimkite valdymo bloką ir pasiklausykite, ar jaučiamas skirtumas. Galima išspręsti valdymo bloką padedant ant plokščio, stabilaus paviršiaus arba tarp jo ir lovos įterpus rankšluostį. Jei problema kartojasi, kreipkitės į „Care of Sweden“ arba vietinį platintoją. |

Jei pirmiau pateiktos informacijos nepakanka ir kyla klausimų, kreipkitės į „Care of Sweden“ arba vietos platintoją.

9. Techninis aprašymas

9.1 Techninės specifikacijos

Svarbu! „Care of Sweden“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti gaminio specifikaciją.

| VALDYMO BLOKO SPECIFIKACIJOS | | |
|--|--|---|
| Modelis | | CuroCell® A4 |
| Įvesties įtampa | | 100–240 V / 50–60 Hz |
| Suvartojama energijos | | 1,5 A |
| Naudojimo režimas | | Kintamumo, pulsavimo ir CLP (pastovaus žemo slėgio) |
| Darbo ciklas | (Pulsavimo ir kintamumo) | 10 min, 15 min, 20 min, 25 min |
| Maitinimo šaltinis | Neįžemintas AC lizdas, II elektros saugumo klasė | Naudoti tik tą maitinimo šaltinį, kurio dalies Nr. WR9QE1500LRPCIMG3138 |
| Matmenys (I × P × A) | | 11 cm × 30 cm × 20 cm |
| Svoris | | 2,9 kg |
| Garso lygis, valdymo blokas, maks.: | | EN ISO 11201:2010 – 17 dBA (operatoriaus vietoje), 16,5 dBA (galvūgalyje). ISO 3746:2010 – 25 dBA. |
| Aplinkos | Temperatūra | Naudojimas: nuo +5 iki 40 °C Laikymas: nuo –25 iki 70 °C Transportavimas: nuo –25 iki 70 °C |
| | Drėgnumas | Naudojimas: nuo 15 % iki 93 %, nesant kondensacijos Laikymas: < 93 %, nesant kondensacijos |
| | Atmosferos slėgis | Nuo 700 hPa iki 1060 hPa |
| Elektros įrenginio klasifikacija | | II klasė, BF tipas |
| IP klasifikacija | | IP42 |
| Saugumo laipsnis, kai naudojami nedegūs anestetikai: | | Šis įrenginys neskirtas naudoti su degiomis anestetinėmis dujomis |
| Taikoma dalis | | Čiužinys |
| ČIUŽINIŲ SPECIFIKACIJOS | | |
| Modelis | Matmenys (P x I x A) | Svoris |
| CuroCell® OP10 | 80 / 85 / 90 × 200 / 210 × 10 cm | 3,7 kg (80 × 200 cm) |
| CuroCell® CX10 | 80 / 85 / 90 / 100 / 105 / 120 × 200 / 210 × 10 cm | 5,2 kg (80 × 200 cm) |
| CuroCell® CX15 | 80 / 85 / 90 / 100 / 105 / 120 × 200 / 210 × 15 cm | 10,0 kg (80 × 200 cm) |
| CuroCell® CX16 | 80 / 85 / 90 / 100 / 105 / 120 × 200 / 210 × 16 cm | 12,0 kg (80 × 200 cm) |
| CuroCell® CX20 | 80 / 85 / 90 / 100 / 105 / 120 × 200 / 210 × 20 cm | 11,0 kg (80 × 200 cm) |

9.2 Standartai

Sistema tikrinama ir patvirtinama pagal toliau nurodytus Europos standartus, kai tenkinami taikytini reikalavimai.

| | | |
|----------------|--------------|-----------|
| IEC 60601-1 | EN ISO 10993 | ISO 3746 |
| IEC 60601-1-2 | EN 12182 | ISO 11201 |
| IEC 60601-1-11 | EN 597-1 | |
| IEC 60601-1-6 | EN 597-2 | |
| IEC 62304 | EN ISO 14971 | |

9.3 Žymėjimas

VALDYMO BLOKAS

Valdymo blokas pažymėtas, kaip parodyta toliau (pavyzdys). Paaiškinimą žr. 9.4 skyriuje „Simbolių reikšmė“.

CuroCell A4

REF CP102-EN0000 (CC-8843)

Mattress pump CuroCell A4



Care of Sweden AB
Fabriksgatan 5A
SE-514 33, Tranemo, SWEDEN
www.careofsweden.com

© Care of Sweden AB, DE-0011 v1.00



CE IP42




SN

201801-00003



MAITINIMO ŠALTINIS

Maitinimo šaltinis yra valdymo bloko dalis ir pažymėtas, kaip parodyta toliau (pavyzdys).



A=ITE / Medical Power Supply/Class 2/Household Power Supply

B=P/N: (料号) WR9QE1500LRPCIMG3138

C=Model (型号) GTM96180-1817.9-5.9


D=Input (输入) 100-240V~, 50-60 Hz, 0.6 A

E=Output (输出) 12 V 1.5 A, 18.0W

Paaiškinimą žr. 9.4 skyriuje „Simbolių reikšmė“.

ČIUŽINYS

Čiužinys, užvalkalas ir vidinis užvalkalas pažymėti, kaip parodyta toliau (pavyzdys).



Paaiškinimą žr. 9.4 skyriuje „Simbolių reikšmė“.

9.4 Simbolių reikšmė



Prekės numeris



Gamintojas

XXXX-XX-XX

Metai-mėnuo-diena



Kojų laikymo vieta



Perskaitykite naudojimo instrukcijas



BF tipas



CE ženklas pagal „Medical Device Regulation“ (ES) 2017/745



Perdirbimas



Nešalinti su buitiniemis atliekomis; laikytis perdirbimo instrukcijų



Rekomenduojamas naudotojo svoris



Naudotojo informacija – kategorija



Dedama tiesiai ant lovos pagrindo



Saugo nuo slankiojimo



Kojūgalio funkcija



Dedama ant esamo čiužinio



Neskalbkite skalbimo mašina



Skalbiama skalbyklėje 70 °C temperatūroje



Skalbiama skalbyklėje 95 °C temperatūroje



Chloras



Džiovinimas skalbyklėje



Nedžiovinkite skalbyklėje



Džiovinant nesusiglamžo



Nelyginti



Nenaudoti sausojo valymo



Valymas šluoste



Nesukti



Neapsukti



Priešgaisriniai reikalavimai EN 597-1 EN 597-2

Priešgaisriniai reikalavimai



Mažiausias ilgis



Serijos numeris



II klasės įranga (dvigubai izoliuota). Nurodyta ant maitinimo šaltinio.

IP__

IP klasė (korpuso klasė)



Naudotojas turi gulėti išilgai čiužinio.



Platintojas



Medicinos prietaisas



UDI

10. Atsarginės dalys

CuroCell® A4 OP10

Visas čiužinys

| Elemento Nr. | Aprašymas |
|---------------------|--------------------------------------|
| OS103-YYYYYY-XX0000 | Visas čiužinys su užvalkalu „Olivia“ |
| OS101-YYYYYY-XX0000 | Visas čiužinys su užvalkalu „Stone“ |

Užvalkalas „Olivia OP10“

| Elemento Nr. | Dydis |
|---------------------|-------------|
| OC103-080200-XX0000 | 80 × 200 cm |
| OC103-080210-XX0000 | 80 × 210 cm |
| OC103-085200-XX0000 | 85 × 200 cm |
| OC103-085210-XX0000 | 85 × 210 cm |
| OC103-090200-XX0000 | 90 × 200 cm |
| OC103-090210-XX0000 | 90 × 210 cm |

Užvalkalas „Stone OP10“

| Elemento Nr. | Dydis |
|---------------------|-------------|
| OC101-080200-XX0000 | 80 × 200 cm |
| OC101-080210-XX0000 | 80 × 210 cm |
| OC101-085200-XX0000 | 85 × 200 cm |
| OC101-085210-XX0000 | 85 × 210 cm |
| OC101-090200-XX0000 | 90 × 200 cm |
| OC101-090210-XX0000 | 90 × 210 cm |

Čiužinys

| Elemento Nr. | Aprašymas | Dydis |
|--------------|-------------|------------------|
| CC-901990 | Oro kameros | 80 × 200 × 10 cm |
| CC-901991 | Oro kameros | 80 × 210 × 10 cm |
| CC-901992 | Oro kameros | 85 × 200 × 10 cm |
| CC-901993 | Oro kameros | 85 × 210 × 10 cm |
| CC-901994 | Oro kameros | 90 × 200 × 10 cm |
| CC-901995 | Oro kameros | 90 × 210 × 10 cm |

Vamzdelių rinkinys

| Elemento Nr. | Aprašymas | Elemento Nr. | Aprašymas |
|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| CC-908057-200 | Vamzdelių rinkinys, 200 cm | CC-908057-210 | Vamzdelių rinkinys, 210 cm |

CuroCell® A4 CX10

Visas čiūžinys

| Elemento Nr. | Aprašymas |
|---------------------|--------------------------------------|
| AS103-YYYYYY-XX0000 | Visas čiūžinys su užvalkalu „Olivia“ |
| AS101-YYYYYY-XX0000 | Visas čiūžinys su užvalkalu „Stone“ |

Užvalkalas „Olivia CX10“

| Elemento Nr. | Dydis |
|---------------------|--------------|
| CC103-080200-XX0000 | 80 × 200 cm |
| CC103-080210-XX0000 | 80 × 210 cm |
| CC103-085200-XX0000 | 85 × 200 cm |
| CC103-085210-XX0000 | 85 × 210 cm |
| CC103-090200-XX0000 | 90 × 200 cm |
| CC103-090210-XX0000 | 90 × 210 cm |
| CC103-100200-XX0000 | 100 × 200 cm |
| CC103-100210-XX0000 | 100 × 210 cm |
| CC103-105200-XX0000 | 105 × 200 cm |
| CC103-105210-XX0000 | 105 × 210 cm |
| CC103-120200-XX0000 | 120 × 200 cm |
| CC103-120210-XX0000 | 120 × 210 cm |

Užvalkalas „Stone“ CX10

| Elemento Nr. | Dydis |
|---------------------|--------------|
| CC101-080200-XX0000 | 80 × 200 cm |
| CC101-080210-XX0000 | 80 × 210 cm |
| CC101-085200-XX0000 | 85 × 200 cm |
| CC101-085210-XX0000 | 85 × 210 cm |
| CC101-090200-XX0000 | 90 × 200 cm |
| CC101-090210-XX0000 | 90 × 210 cm |
| CC101-100200-XX0000 | 100 × 200 cm |
| CC101-100210-XX0000 | 100 × 210 cm |
| CC101-105200-XX0000 | 105 × 200 cm |
| CC101-105210-XX0000 | 105 × 210 cm |
| CC101-120200-XX0000 | 120 × 200 cm |
| CC101-120210-XX0000 | 120 × 210 cm |

Čiūžinys

| Elemento Nr. | Aprašymas | Dydis |
|--------------|-----------------------|-------------|
| CC-901531-K | Pagrindinė kamera, PU | 80 × 10 cm |
| CC-901532-K | Pagrindinė kamera, PU | 85 × 10 cm |
| CC-901533-K | Pagrindinė kamera, PU | 90 × 15 cm |
| CC-901534-K | Pagrindinė kamera, PU | 105 × 10 cm |
| CC-9015341-K | Pagrindinė kamera, PU | 100 × 10 cm |
| CC-901535-K | Pagrindinė kamera, PU | 120 × 10 cm |

Vamzdelių rinkinys

| Elemento Nr. | Aprašymas | Elemento Nr. | Aprašymas |
|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| CC-908054-200 | Vamzdelių rinkinys, 200 cm | CC-908054-210 | Vamzdelių rinkinys, 210 cm |

CuroCell® A4 CX15

Visas čiūžinys

| Elemento Nr. | Aprašymas |
|---------------------|---|
| AS161-YYYYYY-XX0000 | Visas čiūžinys su užvalkalu „Olivia/CC“ |
| AS160-YYYYYY-XX0000 | Visas čiūžinys su užvalkalu „Stone/CC“ |

Viršutinė dalis „Olivia CX15“

| Elemento Nr. | Dydis |
|---------------------|--------------|
| CT141-080200-XX0000 | 80 × 200 cm |
| CT141-080210-XX0000 | 80 × 210 cm |
| CT141-085200-XX0000 | 85 × 200 cm |
| CT141-085210-XX0000 | 85 × 210 cm |
| CT141-090200-XX0000 | 90 × 200 cm |
| CT141-090210-XX0000 | 90 × 210 cm |
| CT141-100200-XX0000 | 100 × 200 cm |
| CT141-100210-XX0000 | 100 × 210 cm |
| CT141-105200-XX0000 | 105 × 200 cm |
| CT141-105210-XX0000 | 105 × 210 cm |
| CT141-120200-XX0000 | 120 × 200 cm |
| CT141-120210-XX0000 | 120 × 210 cm |

Viršutinė dalis „Stone CX15“

| Elemento Nr. | Dydis |
|---------------------|--------------|
| CT140-080200-XX0000 | 80 × 200 cm |
| CT140-080210-XX0000 | 80 × 210 cm |
| CT140-085200-XX0000 | 85 × 200 cm |
| CT140-085210-XX0000 | 85 × 210 cm |
| CT140-090200-XX0000 | 90 × 200 cm |
| CT140-090210-XX0000 | 90 × 210 cm |
| CT140-100200-XX0000 | 100 × 200 cm |
| CT140-100210-XX0000 | 100 × 210 cm |
| CT140-105200-XX0000 | 105 × 200 cm |
| CT140-105210-XX0000 | 105 × 210 cm |
| CT140-120200-XX0000 | 120 × 200 cm |
| CT140-120210-XX0000 | 120 × 210 cm |

Apatinė dalis, skirta „CuroCell CX15“

| Elemento Nr. | Dydis |
|---------------------|--------------|
| CB140-080200-XX0000 | 80 × 200 cm |
| CB140-080210-XX0000 | 80 × 210 cm |
| CB140-085200-XX0000 | 85 × 200 cm |
| CB140-085210-XX0000 | 85 × 210 cm |
| CB140-090200-XX0000 | 90 × 200 cm |
| CB140-090210-XX0000 | 90 × 210 cm |
| CB140-100200-XX0000 | 100 × 200 cm |
| CB140-100210-XX0000 | 100 × 210 cm |
| CB140-105200-XX0000 | 105 × 200 cm |
| CB140-105210-XX0000 | 105 × 210 cm |
| CB140-120200-XX0000 | 120 × 200 cm |
| CB140-120210-XX0000 | 120 × 210 cm |

Čiužinys

| Elemento Nr. | Aprašymas | Dydis |
|---------------------|-----------------------|--------------|
| CC-901531-K | Pagrindinė kamera, PU | 80 × 10 cm |
| CC-901532-K | Pagrindinė kamera, PU | 85 × 10 cm |
| CC-901533-K | Pagrindinė kamera, PU | 90 × 10 cm |
| CC-901534-K | Pagrindinė kamera, PU | 105 × 10 cm |
| CC-9015341-K | Pagrindinė kamera, PU | 100 × 10 cm |
| CC-901535-K | Pagrindinė kamera, PU | 120 × 10 cm |

| Elemento Nr. | Aprašymas | Dydis |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| CC-901514-K | Apsauginė kamera, PU | 75 × 60 cm (80 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901512-K | Apsauginė kamera, PU | 80 × 60 cm (85 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901510-K | Apsauginė kamera, PU | 85 × 60 cm (90 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901515-K | Apsauginė kamera, PU | 95 × 60 cm (100 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901516-K | Apsauginė kamera, PU | 100 × 60 cm (105 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901518-K | Apsauginė kamera, PU | 115 × 60 cm (120 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901524-K | Apsauginė kamera, PU | 75 × 80 cm (80 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901522-K | Apsauginė kamera, PU | 80 × 80 cm (85 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901520-K | Apsauginė kamera, PU | 85 × 80 cm (90 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901525-K | Apsauginė kamera, PU | 95 × 80 cm (100 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901526-K | Apsauginė kamera, PU | 100 × 80 cm (105 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901528-K | Apsauginė kamera, PU | 115 × 80 cm (120 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901544-K | Apsauginė kamera, PU | 75 × 70 cm (80 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901542-K | Apsauginė kamera, PU | 80 × 70 cm (85 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901540-K | Apsauginė kamera, PU | 85 × 70 cm (90 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901545-K | Apsauginė kamera, PU | 95 × 70 cm (100 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901546-K | Apsauginė kamera, PU | 100 × 70 cm (105 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901548-K | Apsauginė kamera, PU | 115 × 70 cm (120 cm pločio čiužiniui) |

Vamzdelių

| rinkinys | Aprašymas | Elemento Nr. | Aprašymas |
|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Elemento Nr. | | | |
| CC-908075-200 | Vamzdelių rinkinys, 200 cm | CC-908075-210 | Vamzdelių rinkinys, 210 cm |

CuroCell® A4 CX16

Visas čiužinys

| Elemento Nr. | Aprašymas |
|---------------------|---|
| AS122-YYYYYY-XX0000 | Visas čiužinys su užvalkalu „Olivia/CC“ |
| AS120-YYYYYY-XX0000 | Visas čiužinys su užvalkalu „Stone/CC“ |

Viršutinė dalis „Olivia CX16“

| Elemento Nr. | Dydis |
|---------------------|--------------|
| CT122-080200-XX0000 | 80 × 200 cm |
| CT122-080210-XX0000 | 80 × 210 cm |
| CT122-085200-XX0000 | 85 × 200 cm |
| CT122-085210-XX0000 | 85 × 210 cm |
| CT122-090200-XX0000 | 90 × 200 cm |
| CT122-090210-XX0000 | 90 × 210 cm |
| CT122-100200-XX0000 | 100 × 200 cm |
| CT122-100210-XX0000 | 100 × 210 cm |
| CT122-105200-XX0000 | 105 × 200 cm |
| CT122-105210-XX0000 | 105 × 210 cm |
| CT122-120200-XX0000 | 120 × 200 cm |
| CT122-120210-XX0000 | 120 × 210 cm |

Viršutinė dalis „Stone“ CX16

| Elemento Nr. | Dydis |
|---------------------|--------------|
| CT120-080200-XX0000 | 80 × 200 cm |
| CT120-080210-XX0000 | 80 × 210 cm |
| CT120-085200-XX0000 | 85 × 200 cm |
| CT120-085210-XX0000 | 85 × 210 cm |
| CT120-090200-XX0000 | 90 × 200 cm |
| CT120-090210-XX0000 | 90 × 210 cm |
| CT120-100200-XX0000 | 100 × 200 cm |
| CT120-100210-XX0000 | 100 × 210 cm |
| CT120-105200-XX0000 | 105 × 200 cm |
| CT120-105210-XX0000 | 105 × 210 cm |
| CT120-120200-XX0000 | 120 × 200 cm |
| CT120-120210-XX0000 | 120 × 210 cm |

Apatinė dalis, skirta „CuroCell CX16“

| Elemento Nr. | Dydis |
|---------------------|--------------|
| CB120-080200-XX0000 | 80 × 200 cm |
| CB120-080210-XX0000 | 80 × 210 cm |
| CB120-085200-XX0000 | 85 × 200 cm |
| CB120-085210-XX0000 | 85 × 210 cm |
| CB120-090200-XX0000 | 90 × 200 cm |
| CB120-090210-XX0000 | 90 × 210 cm |
| CB120-100200-XX0000 | 100 × 200 cm |
| CB120-100210-XX0000 | 100 × 210 cm |
| CB120-105200-XX0000 | 105 × 200 cm |
| CB120-105210-XX0000 | 105 × 210 cm |
| CB120-120200-XX0000 | 120 × 200 cm |
| CB120-120210-XX0000 | 120 × 210 cm |

Čiužinys

| Elemento Nr. | Aprašymas | Dydis |
|--------------|-----------------------|-------------|
| CC-901531-K | Pagrindinė kamera, PU | 80 × 10 cm |
| CC-901532-K | Pagrindinė kamera, PU | 85 × 10 cm |
| CC-901533-K | Pagrindinė kamera, PU | 90 × 10 cm |
| CC-901534-K | Pagrindinė kamera, PU | 105 × 10 cm |
| CC-9015341-K | Pagrindinė kamera, PU | 100 × 10 cm |
| CC-901535-K | Pagrindinė kamera, PU | 120 × 10 cm |

Vamzdelių rinkinys

| Elemento Nr. | Aprašymas | Elemento Nr. | Aprašymas |
|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| CC-908054-200 | Vamzdelių rinkinys, 200 cm | CC-908054-210 | Vamzdelių rinkinys, 210 cm |

CuroCell® A4 CX20

Visas čiužinys

| Elemento Nr. | Aprašymas |
|---------------------|---|
| AS141-YYYYYY-XX0000 | Visas čiužinys su užvalkalu „Olivia/CC“ |
| AS140-YYYYYY-XX0000 | Visas čiužinys su užvalkalu „Stone/CC“ |

Viršutinė dalis „Olivia CX20“

| Elemento Nr. | Dydis |
|---------------------|--------------|
| CT102-080200-XX0000 | 80 × 200 cm |
| CT102-080210-XX0000 | 80 × 210 cm |
| CT102-085200-XX0000 | 85 × 200 cm |
| CT102-085210-XX0000 | 85 × 210 cm |
| CT102-090200-XX0000 | 90 × 200 cm |
| CT102-090210-XX0000 | 90 × 210 cm |
| CT102-100200-XX0000 | 100 × 200 cm |
| CT102-100210-XX0000 | 100 × 210 cm |
| CT102-105200-XX0000 | 105 × 200 cm |
| CT102-105210-XX0000 | 105 × 210 cm |
| CT102-120200-XX0000 | 120 × 200 cm |
| CT102-120210-XX0000 | 120 × 210 cm |

Viršutinė dalis „Stone“ CX20

| Elemento Nr. | Dydis |
|---------------------|--------------|
| CT101-080200-XX0000 | 80 × 200 cm |
| CT101-080210-XX0000 | 80 × 210 cm |
| CT101-085200-XX0000 | 85 × 200 cm |
| CT101-085210-XX0000 | 85 × 210 cm |
| CT101-090200-XX0000 | 90 × 200 cm |
| CT101-090210-XX0000 | 90 × 210 cm |
| CT101-100200-XX0000 | 100 × 200 cm |
| CT101-100210-XX0000 | 100 × 210 cm |
| CT101-105200-XX0000 | 105 × 200 cm |
| CT101-105210-XX0000 | 105 × 210 cm |
| CT101-120200-XX0000 | 120 × 200 cm |
| CT101-120210-XX0000 | 120 × 210 cm |

Apatinė dalis, skirta „CuroCell CX20“

| Elemento Nr. | Dydis |
|---------------------|--------------|
| CB101-080200-XX0000 | 80 × 200 cm |
| CB101-080210-XX0000 | 80 × 210 cm |
| CB101-085200-XX0000 | 85 × 200 cm |
| CB101-085210-XX0000 | 85 × 210 cm |
| CB101090200-XX0000 | 90 × 200 cm |
| CB101-090210-XX0000 | 90 × 210 cm |
| CB101-100200-XX0000 | 100 × 200 cm |
| CB101-100210-XX0000 | 100 × 210 cm |
| CB101-105200-XX0000 | 105 × 200 cm |
| CB101-105210-XX0000 | 105 × 210 cm |
| CB101-120200-XX0000 | 120 × 200 cm |
| CB101-120210-XX0000 | 120 × 210 cm |

Čiužinys

| Elemento Nr. | Aprašymas | Dydis | Elemento Nr. | Aprašymas | Dydis |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| CC-901410-K | Pagrindinė kamera, PU | 80 × 15 cm | CC-901420-K | Kojūgalio kamera, PU | 80 × 13 cm |
| CC-901412-K | Pagrindinė kamera, PU | 85 × 15 cm | CC-901422-K | Kojūgalio kamera, PU | 85 × 13 cm |
| CC-901414-K | Pagrindinė kamera, PU | 90 × 15 cm | CC-901424-K | Kojūgalio kamera, PU | 90 × 13 cm |
| CC-901415-K | Pagrindinė kamera, PU | 100 × 15 cm | CC-901425-K | Kojūgalio kamera, PU | 100 × 13 cm |
| CC-901416-K | Pagrindinė kamera, PU | 105 × 15 cm | CC-901426-K | Kojūgalio kamera, PU | 105 × 13 cm |
| CC-901418-K | Pagrindinė kamera, PU | 120 × 15 cm | CC-901428-K | Kojūgalio kamera, PU | 120 × 13 cm |

| Elemento Nr. | Aprašymas | Dydis |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| CC-901514-K | Apsauginė kamera, PU | 75 × 60 cm (80 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901512-K | Apsauginė kamera, PU | 80 × 60 cm (85 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901510-K | Apsauginė kamera, PU | 85 × 60 cm (90 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901515-K | Apsauginė kamera, PU | 95 × 60 cm (100 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901516-K | Apsauginė kamera, PU | 100 × 60 cm (105 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901518-K | Apsauginė kamera, PU | 115 × 60 cm (120 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901524-K | Apsauginė kamera, PU | 75 × 80 cm (80 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901522-K | Apsauginė kamera, PU | 80 × 80 cm (85 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901520-K | Apsauginė kamera, PU | 85 × 80 cm (90 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901525-K | Apsauginė kamera, PU | 95 × 80 cm (100 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901526-K | Apsauginė kamera, PU | 100 × 80 cm (105 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901528-K | Apsauginė kamera, PU | 115 × 80 cm (120 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901544-K | Apsauginė kamera, PU | 75 × 70 cm (80 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901542-K | Apsauginė kamera, PU | 80 × 70 cm (85 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901540-K | Apsauginė kamera, PU | 85 × 70 cm (90 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901545-K | Apsauginė kamera, PU | 95 × 70 cm (100 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901546-K | Apsauginė kamera, PU | 100 × 70 cm (105 cm pločio čiužiniui) |
| CC-901548-K | Apsauginė kamera, PU | 115 × 70 cm (120 cm pločio čiužiniui) |

Vamzdelių rinkinys

| Elemento Nr. | Aprašymas | Elemento Nr. | Aprašymas |
|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| CC-908056-200 | Vamzdelių rinkinys, 200 cm | CC-908056-210 | Vamzdelių rinkinys, 210 cm |

Maitinimo šaltinis

Elemento Nr. Aprašymas

| | |
|-------------|--|
| CC-8370-AUS | Maitinimo šaltinis, II, Australija (jsk. maitinimo šaltinio kištuką) |
| CC-8370-EU | Maitinimo šaltinis, II, Europa (jsk. maitinimo šaltinio kištuką) |
| CC-8370-UK | Maitinimo šaltinis, II, JK (jsk. maitinimo šaltinio kištuką) |

Elemento Nr. Aprašymas

| | |
|---------|---|
| CC-8372 | Maitinimo šaltinio kištukas, Europa, skirta CC-8370, II elektros saugumo klasei |
| CC-8374 | Maitinimo šaltinio kištukas, JK, skirta CC-8370, II elektros saugumo klasei |
| CC-8371 | Maitinimo šaltinio kištukas, Australija, skirta CC-8370, II elektros saugumo klasei |

Jei reikia kitų atsarginių dalių, kreipkitės pagalbos į „Care of Sweden“ arba vietos platintoją.



Maitinimo šaltinio kištukas, Europa, II

11. Parinktys ir priedai

11.1 Parinktys

Paklodės laikiklis

Padedą vietoje išlaikyti paklodę. Spaustukas, skirtas tvirtinti prie užvalkalco; šeši vienam čiužiniui.

Paklodės laikiklis, visi

Elemento Nr.

CC-9075

11.2 Priedai

Tvirtas transportavimo krepšys

Elemento Nr. Modelis ir dydis

| | |
|-----------|---------------------------------|
| CC-9091 | „CuroCell® A4 OP10“, 80–90 cm |
| CC-9093 | „CuroCell® A4 CX10“, 80–90 cm |
| CC-9094 | „CuroCell® A4 CX10“, 100–120 cm |
| CC-9094 | „CuroCell® A4 CX15“, 80–90 cm |
| CC-9095 | „CuroCell® A4 CX15“, 100–120 cm |
| CC-9094 | „CuroCell® A4 CX20“, 80–90 cm |
| CC-9095 | „CuroCell® A4 CX20“, 100–120 cm |
| 58-900909 | „CuroCell® A4 CX16“, 80–90 cm |
| 58-900905 | „CuroCell® A4 CX16“, 100–120 cm |

11.3 Kiti priedai

Siekiant užtikrinti aukščiausią patogumo lygį, rekomenduojame naudoti „Care of Sweden“ priedus, nes mūsų gaminiai taip suprojektuoti, kad puikiai tiktų vienas kitam.

Jei pageidaujate kokių nors priedų arba daugiau informacijos apie mūsų gaminius, kreipkitės į „Care of Sweden“, vietinį platintoją arba apsilankykite mūsų svetainėje www.careofsweden.com.

12. Garantija

12.1 Taikymo sritis

Šiai „CuroCell®“ sistemai taikoma 2 metų garantija dėl gamybos defektų. Ši garantija netaikoma įprastam nusidėvimui arba pažeidimams, atsiradusiems dėl neatsargumo arba netinkamo naudojimo ar priežiūros.

12.2 Rekomenduojama gaminio naudojimo trukmė

Šio gaminio numatoma tarnavimo trukmė yra 5 metai.

13. Kita informacija

13.1 Išardymas ir perdirbimas

Išskyrus tam tikras valdymo bloko dalis, visoms „CuroCell®“ gaminių medžiagoms galimas pakartotinis energijos panaudojimas, kai atliekos sudeginamos atliekų deginimo gamyklose.

PASTABA! Jei nustatoma, kad gaminys yra arba gali būti užkrėstas (pvz., jį naudojo asmenys, turėję kraujo infekciją), jį reikia apdoroti vadovaujantis sveikatos priežiūros teikėjų ar vietos institucijų procedūromis dėl užterštų atliekų.

Valdymo blokas

Oro vamzdelio jungtį (pažymėtą CPR) lengva išardyti ir ji yra rūšiuojama kaip plastiko atliekos. Kitų valdymo bloko dalių išmontuoti nereikia, jis rūšiuojamas kaip elektroninės atliekos.

Čiužinys

Panaudoto „CuroCell®“ čiužinio neneškite į perdirbimo centrą. Šis gaminys priskiriamas degiosioms atliekoms.

„Care of Sweden“ laikosi savo gamintojo atsakomybės ir yra Švedijos pakuočių ir laikraščių surinkimo tarnybos (FTI) padalinys, taip pat elektros ir elektroninių prietaisų perdirbimo paslaugų įmonės „El-Kretsen“ padalinys. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į „Care of Sweden“ arba vietinį platintoją.

13.2 Grąžinimas ir garantinės pretenzijos

Prieš grąžindami gaminį kreipkitės į „Care of Sweden“ arba vietinį platintoją. Tai atvejais, kai gedimui taikoma gaminio garantija, grąžinimo pašto išlaidas padengs „Care of Sweden“; kitu atveju jas privalės sumokėti klientas.



Gamintojas:

 care of sweden

Kontaktai:

Telefonas: +46 (0)771 106 600

Faksas: +46 (0)325 128 40

El. paštas: export@careofsweden.se

Interneto svetainė: www.careofsweden.com

Adresas:

Care of Sweden AB

P.O. Box 146

SE-514 23

Tranemo, ŠVEDIJA

Adresas lankytojams:

Fabriksgatan 5A

SE-514 33 Tranemo,

ŠVEDIJA

Krovinių

pristatymo

adresas: Byns väg

4A

SE-514 33 Tranemo

SWEDEN (Švedija)

Platintojas:

