



Slaugivita

GAMINIO INSTRUKCIJA

Kulnų apsauga Molly

Kodas: 51-100011/51-100012/51-10013

Gamintojas:



UAB "Slaugivita"

*Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841
595279*

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

Naudojimo vadovo numeris: 95-001101



7 331345 015514

CE



Turinys

Svarbios saugos priemonės	2
Įvadas	3
Tinkamas dydis ir naudojimas	4
Valymas	5
Kita informacija	6

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Prieš pradėdami naudoti gaminį perskaitykite instrukcijas

ĮSPĖJIMAS!

1. „Molly“ yra pagalbinė priemonė, todėl jos naudojimą reikia stebėti ir tikrinti.
2. „Molly“ gali būti įvairių dydžių, todėl labai svarbu pasirinkti tinkamą dydį.
3. Rekomenduojama visada apvynioti odą marlę, o tik tada uždėti „Molly“.
4. „Molly“ neturi spausti kojos; visuomet turi būti galima ją pasukti apie koją.
5. Ugnies ir karščio šaltiniai, pvz., atvira liepsna, deganti cigaretė ar karšta lempa, gali sugadinti gaminį ir neigiamai paveikti jo funkciją.

1 Įvadas

Visada prieš naudojimą perskaitykite naudojimo vadovą.

1.1 Bendrojo pobūdžio informacija

Ši sistema yra medicininė priemonė, kuri pažymėta CE ženklu ir atitinka MDD 93/42/EEB direktyvos reikalavimus.

Ši sistema buvo tikrinama ir bandymų metu įrodyta, kad ji atitinka sekančių standartų reikalavimus: SS 876 00 01 SS 876 00 04 SS 876 00 02

1.2 Numatyta paskirtis

Gaminys skirtas kulno apsaugai ir sumažinti spaudimą kulnui.

Šį gaminį lengva naudoti ir jis suteikia patogumo gydant ar siekiant apsaugoti kulnus nuo pragulų atsiradimo. Naudojant „Molly“ kulno apsaugą galima judinti koją ir keisti padėtį; ši apsauga pagerina kraujotaką ir gijimą. Taip pat šį gaminį galima naudoti siekiant išvengti kojų sukryžavimo po klubo operacijos.

1.3 Gaminio aprašymas

Ratas su išpjova pagamintas iš viskoelastinio porolono, kuris uždengtas higienišku užvalkalu. Užvalkalas yra atsparus vandeniui, laidus orui, jį galima nuimti ir skalbti.

Pagrindinė dalis: 100% viskoelastinis porolonas („memory foam“)

Užvalkalas: poliuretano plėvele dengtas poliesteris

Atitinka šių standartų reikalavimus: SS 876 00 01, SS 876 00 02, SS 876 00 04, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952, EN 14126.

Garantija: 1 metai

1.4 Išpakavimas

Pirmiausiai patikrinkite, ar nepažeista pakuotė. Jei pastebėsite pažeidimų, prieš naudodamiesi gaminiu kreipkitės į tiekėją.

2 Tinkamas dydis ir naudojimas

PASTABA!

„Molly“ gali būti įvairių dydžių. Siekiant užtikrinti tinkamą gaminio funkciją, labai svarbu pasirinkti tinkamą dydį.

- Ant kojos uždėkite M dydžio kulnų apsaugą. Visada apvyniokite odą marlę, o tik tada uždėkite „Molly“.
- „Molly“ pagaminta iš visko-elastinio porolono, o tai reiškia, kad prireiks apytikriai 15-20 min., porolonas prisitaikys prie apkrovos ir bus galima nuspręsti, ar dydis tinkamas.
- Patikrinkite atstumą tarp kulno ir čiužinio; jis turėtų būti apytikriai 2 cm.
- Jei atstumas didesnis nei 2 cm, pakeiskite į S dydį. Jei atstumas mažesnis už 2 cm, pakeiskite į L dydį.

Taip pat galima išmatuoti paciento koją ir pagal tai parinkti tinkamą dydį.

Kojos ilgis:	78,0 - 85,0 cm	-- S dydis
Kojos ilgis:	86,0 - 94,5 cm	-- M dydis
Kojos ilgis:	102,0 - 103,0 cm	-- L dydis

Kojos ilgis - tai atstumas tarp viršutinio priekinio klubakaulio dyglio iki vidinės kulkšnies dalies.

NAUDOJIMAS

- Kai pacientas guli ant šono, kad aukštis būtų teisingas, „Molly“ turi būti galima pasukti taip, kad anga būtų nukreipta į čiužinį.
- Siekiant išvengti kojų sukryžavimo, „Molly“ reikia uždėti ant sveikos kojos.

SVARBU!

„Molly“ neturi spausti kojos; visuomet turi būti galima ją pasukti apie koją. Rekomenduojama visada apvynioti odą marlę, o tik tada uždėti „Molly“.

3 Valymas

Prieš naudojant gaminį kitam pacientui labai svarbu vykdyti toliau pateiktus nurodymus. Jei abejojate, pasikonsultuokite su higienos specialistu arba kreipkitės į tiekėją dėl pagalbos ir nurodymų.

HIGIENIŠKAS UŽVALKALAS



Užvalkalus galima valyti švelniu valikliu (pvz., plovimo skysčiu) ir vandeniu arba naudoti dezinfekavimo / valymo priemonę, kurios sudėtyje yra alkoholio. Taip pat galima naudoti „Perform“, „Virkon“ ar „Desisoft“. Išmatų ir kraujo dėmės būtina pašalinti nedelsiant naudojant šaltą vandenį. Kruopščiai laikykitės vietinių reikalavimų ir valiklio naudojimo nurodymų.



Užvalkalą galima skalbti skalbimo mašinoje 95°C temperatūroje (maks.) ir džiovinti džiovyklėje arba pakabinti.



valikliai su chloru ir fenoliu-gali neigiamai paveikti PU paviršių ir jų nederėtų naudoti. Jei naudojate chlorą, rekomenduojama naudoti maks. 1% mišinį.

PAGRINDINĖ DALIS IŠ POROLONO



Suteptą vietą valykite švelniu valikliu (pvz., plovimo skysčiu) ir vandeniu arba naudokite dezinfekavimo / valymo priemonę, kurios sudėtyje yra alkoholio. Taip pat galima naudoti „Perform“, „Virkon“ arba „Desisoft“.

Atsargiai išspauskite vandenį. Leiskite porolonui išdžiūti šiltoje, gerai vėdinamoje patalpoje, kur jo neveiktų tiesioginiai saulės spinduliai. Prieš naudojant pakartotinai porolonas turi būti visiškai sausas.

PASTABA!

Kas kartą valydami gaminį patikrinkite higieninį užvalkalą. Jei jis pažeistas, būtina pakeisti arba sutvarkyti.

4 Kita informacija

4.1 Laikymas

Visada laikykite sausoje vietoje ir kambario temperatūroje. Įsitinkinkite, kad gaminys laikomas tokioje vietoje, kur jo neveiks spaudimas, smūgiai ar kiti pašaliniai daiktai, kurie galėtų jį sugadinti. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

4.2 Žymėjimas

Ant gaminio nurodyta pagaminimo data, numeris, dydis, priežiūros ir plovimo instrukcijos ir EAN -brūkšninis kodas.

4.3 Garantija

Šiam gaminiui suteikiama vienerių metų garantija. Garantija taikoma tik gamybos klaidoms. Ši garantija netaikoma įprastam gaminio dėvėjimuisi ir pažeidimams dėl netinkamo gaminio naudojimo ar priežiūros.

4.4 Priežiūra ir aptarnavimas

Gaminys nereikalauja specialios priežiūros ir aptarnavimo, išskyrus šiame naudojimo vadove nurodytus valymo veiksmus.

4.5 Perdirbimas

Šis gaminys visiškai perdirbamas ir turi būti rūšiuojamas kaip „degosios atliekos“. Išardyti nereikia.

4.6 Grąžinimai ir skundai

Nusiskundimai (skundai) pateikiami tik tiekėjui. Gaminio grąžinimas turi būti atliekamas laikantis tiekėjo nurodymų, o taip padaryti galima tik pateikus skundą. Apie pervežimo metu atsiradusius pažeidimus reikia informuoti vežėjo įmonę.

Simbolių reikšmės

XXXX-XX-XX

Metai - mėnuo - diena



Skaityti naudojimo vadovą



CE žymėjimas pagal MDD 93/42/EBB



Klasifikavimas pagal atsparumą ugniai



Draudžiama išmesti su buitiniėmis atliekomis; reikia laikytis perdirbimo nurodymų



Perdirbimas



Garantijos trukmė



Valyti



Draudžiama lyginti



Skalbti skalbimo mašinoje 95° C



Skalbinių džiovintuvas



Greitai džiūstantis




Cheminis valymas draudžiamas



<1%

Chloras



Pagaminta



Kontaktinė informacija:

Tel. + 46 771 106600
Faks. + 46 325 12840
El.p. info@careofsweden.se
Tinklapis: www.careofsweden.com

Adresas:

Care of Sweden AB
Box 158
SE-512 24 Svenljunga
SWEDEN

Buveinė / sandėlio adresas:

Boråsvägen 14 SE-
512 53 Svenljunga
SWEDEN

Tiekėjas

„© Care of Sweden AB“, 2010
„Care of Sweden“ ir „CuroCell“ yra „Care of Sweden
AB“ prekės ženklai.

**Pardavėjas: UAB "Slaugivita"
GARANTINIS TALONAS**

Įrengimo pavadinimas: Kulnų apsauga

Modelis:

Serijos Nr. _____

Pardavimo data _____ PVM Sąskaitos-faktūros Nr. _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam perduodamam gaminiui suteikiama ____12____ garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. **Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)