



**SLAUGIVITA**  
*Sprendimai, kurie atsiperka*

## GAMINIO INSTRUKCIJA

**Perkėlimo paklodė MoveMaster  
2090**

**Gamintojas: Handicare**



**handicare**



Autorių teisės šame dokumente, įskaitant bei apibojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „Slaugivita“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.  
Be to, kai, atsižvelgiant į šio dokumento turinį, be išvardintų rašytinio „Slaugivita“ leidimo, draudžiama apgaminti, persiųsti, platinti ar laisvai visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadavimą, bet kokio išvestinio kūrinio sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo traukimą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.  
Šame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

**UAB „Slaugivita“**

**Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279**

**[info@slaugivita.com](mailto:info@slaugivita.com), [www.slaugivita.com](http://www.slaugivita.com)**

## MoveMaster



### Skirta naudoti:

MoveMaster paklodė yra naudojama perkelti sėdinčius pacientus arba vartyti juos lovoje.

### Savybės:

MoveMaster yra šiek tiek kitokia, slystanti paklodė su rankenomis viename gale. Jis leidžia perkelti pacientus į įvairias padėtis, pavyzdžiui, jiems gulint lovoje.

MoveMaster – ypač tinkama priemonė naudoti prie nuogo kūno, perkeltiant pacientus į maudymo kėdę ar ant unitazo.

### Trumpa informacija

| Prekės nr. | Gaminys     | Dydis       | Rankenos |
|------------|-------------|-------------|----------|
| 2090       | Move Master | 47 x 120 cm | 3        |

## Vadovas MoveMaster

### 1. „MoveMaster“ + „EasyGlide



**Skirta naudoti:** perkelti pacientą nuo lovos ant invalido vežimėlio / kilnojamos naktipuodžio kėdutės.

**Padėjimas:** Sulenkite „MoveMaster“ taip, kad rankena būtų viršuje. 1. Įkiškite ranką arba tam skirtą lentą į „MoveMaster“ takelį ir pakiškite jį kuo giliau po paciento sėdmenimis. Ištraukite ranką / specialią lentą. Po takeliu „MoveMaster“ galima padėti specialų diską, kad perkėlimo paviršius taptų kuo lygesnis.

**Nuėmimas:** „MoveMaster“ takelis ištraukiamas, patraukiant už apatinės jo dalies. Žr. 2 pav.

**Funkcionalumo patikrinimas:** fukcionalumą reikia patikrinti prieš naudojimą ir vėliau daryti tai reguliariai, ypač po skalbimo. Patikrinkite, kad siūlės ir rankenos būtų nepažeistos. Patraukite už kiekvienos rankenos ir pažiūrėkite, ar jos atlaiko didelį apkrovimą. Jeigu pastebėsite susidėvėjimo požymių, priemonės nebenaudokite.



**Pardavėjas: UAB "Slaugivita"****GARANTINIS TALONAS**

Įrengimo pavadinimas: \_\_\_\_\_

Modelis: \_\_\_\_\_

Serijos Nr.: \_\_\_\_\_

Pardavimo data: \_\_\_\_\_; PVM Sąskaitos-faktūros \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_

Pardavėjo pavardė \_\_\_\_\_ Parašas \_\_\_\_\_

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

**Garantija netaikoma:**

**Netinkamos priežiūros atveju :** Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

**Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju:** t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

**Modifikacijos atveju:** Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

**Kitais atvejais:** jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims.

Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas \_\_\_\_\_

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

[info@slaugivita.com](mailto:info@slaugivita.com) [www.slaugivita.com](http://www.slaugivita.com)**1. Gedimas** \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Panaudotos dalys: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Servisas \_\_\_\_\_

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**2. Gedimas** \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Panaudotos dalys: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Servisas \_\_\_\_\_

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)