



SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

Mobili Sistema su LED ekranu

Gamintojas: NENKO BV



UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

1. Produkto pavadinimas

Mobili Sistema su LED ekranu

2. Produkto kodas

21967010

3. Spalva

Kaip nurodyta nuotraukoje

4. Aprašymas

Mobili sistema su LED ekranu saugos ir aptarnavimo sumetimais pristatoma medinėje transportavimo dėžėje.

5. Sensorinė stimuliacija

Lytėjimas, uoslė, klausa ir rega

6. Naudojimas

1. Mobili Sistema su LED ekranu pristatoma medinėje dėžėje, kaip parodyta žemiau.
2. Dėžė surenkama varžtais. Atsukite priekines medines dureles ir iškelkite arba išvežkite mobilią sistemą, geriausia dviese, tam kad išvengtumėte per didelio svorio ir žalos.
3. Tuomet nuimkite apsaugos plėvelę nuo ekrano.
4. Panaudokite raktą ir atidarykite dureles.



5. Tą patį padarykite su mobiliios sistemos nugarine dalimi. Raktas prisegtas maišelyje prie rankenos. Sensorinėje spintoje (44502010) raktas prisegamas ant spinto višaus.
6. Naudodami kojų atramą šiek tiek pakreipkite galinę dalį į viršų, kad būtų lengviau įvažiuoti ir išvažiuoti.

7. Užpildykite burbulų vamzdį vandeniu. Būkite atsargūs, kad neperpildytumėte vamzdžio, kad išvengtumėte vandens išsiliejimo iš vamzdžio ir nepažeistumėte elektroninių komponentų. Daugiau instrukcijų dėl burbulų vamzdžių rasite mūsų svetainėje. **Dėmesio! Nejunkite mobilios sistemos, kol ji nepripildyta vandens!**



7. Išimkite visus komponentus, kurie yra viduje ir prijunkite prie atitinkamų jungčių.
8. Sekcijos su burbulų vamzdžio bloku kištuką prijunkite prie mobilios sistemos šono.



9. Sistemoje yra valdymo pultas, kuris leidžia įjungti arba išjungti visus produktus viduje esančiu produktus. **PASTABA!** Patys produktai taip pat gali turėti atskirą įjungimo/išjungimo jungiklį.



Darbo eigą rasite pridedamoje schemoje.

10. Prijunkite mobilią sistemą prie maitinimo šaltinio ir ji jau paruošta naudoti!



7. Specifikacijos

Išmatavimai: 65 x 60 x 147

Galia: 220 V

Daugiau informacijos: www.nenko.com
<https://www.nenko.com/sensory-wagon-with-led-screen/>

