

## VIEGLAS PIETURĒŠANAS SISTĒMA SALVACEL

### *Ekstremitāšu pieturēšanas siksnas ar gredzenu*



Pacienti neievaino ādu, neskrāpē to un nenotrin. Mīksta velūra ārpusē kārta, bet iekšpusē izgatavota no baltas kokvilnas. Viegli savelkamas, ar līpklipšiem. Izgatavotas no hipoalerģiskā materiāla. Droša un ērta lietošana.

- SVC2476** Ekstremitāšu pieturēšanas siksnas ar īpaši stingru metāla gredzenu –
- SVC2476 XL** Ekstremitāšu pieturēšanas siksnas ar īpaši stingru metāla gredzenu, XL izmērs –
- SVC2476 XL2** Ekstremitāšu pieturēšanas siksnas ar īpaši stingru metāla gredzenu un dubulta jostiņām –

### *Ekstremitāšu pieturēšanas siksnas ar līpklipšiem*



Ar pamīkstinātu kārtu, izgatavotas no hipoalerģiskā materiāla. Pacienti neievaino ādu, to neskrāpē un nenotrin. Mīksta velūra ārpusē kārta, bet iekšpusē izgatavota no baltas kokvilnas. Ar līpklipšu palīdzību var viegli savilkt.


- SVC2590** Ekstremitāšu pieturēšanas siksnas bērniem ar līpklipšiem –
- SVC2400** Ekstremitāšu pieturēšanas siksnas ar līpklipšiem –

### *Vidukļa pieturēšanas siksnas*



Elastīga, pacientam nesavelk vidukli. Droši un viegli stiprināma ar stingrām poliestera jostām un neilona gredzeniem. Ar mīkstinātu materiālu. Iztur stiepšanu līdz 160 kg. Nesavelk pacientu, pacients var pagriezties uz sānu. Netraucē radioloģisko, magnētiskās rezonanses u.c. izmeklējumu veikšanu.

- SVC2100** Vidukļa pieturēšanas siksnas bērniem –
- SVC2200** Vidukļa pieturēšanas siksnas –
- SVC2300** Vidukļa pieturēšanas siksnas XL izmērs –



Pasargā, ka pacients neievainotos un nenovilkto autiņbikses. Viegla uzvilksana. Aizpogājams ar līpklipši un nostiprināšanas jostu ar neilona gredzenu. Iespējams piestiprināt pie gultas

- SVC2500** Pieturēšanas aizsargcimds ar līpklipši un neilona gredzenu, izmērs M –  
**SVC 2510** Pieturēšanas aizsargcimds ar līpklipši un neilona gredzenu, izmērs L –



***Papēžu – elkoņu aizsardzība (Salvapid)***

Iekšpuse izgatavota no sacelta poliestera, ārpusē - zilgans poliesteris. Stiprināms ar līpklipšiem. Neizraisa alerģiju. Vienkārša un ekonomiska aizsardzība pret izgulējumu atrašanos.

- SVP2401** Salvapid - Papēžu/elkoņu aizsardzība -
- 

Visus Salvacel un Salvapid produktus var mazgāt remdenā ūdeni lietojot mīkstās ziepes.



## ĶERMEŅA PĀRVALKS

Piemērots smagu pacientu ar traucētu kustības funkciju vieglai pieturēšanai. Lietojams kā matrača apsegs, īpaši izmantojams gultām ar 80-110 cm platumu. Palīdz pacientam nomainīt pozīciju gultā, kā arī ļauj pacientam apsēsties gultā. Nostiprinātais rāvējslēdzis aizraujams virzienā no virsus uz apakšu, tāpēc pacients nevar noģērbties pidžamu un novilkt autiņbikses. Sānos ir atveres, kuras aizveramas ar līpklipšu palīdzību. Tas ļauj lietot urīna savācējus. Izgatavots no kokvilnas uz trikotāžas poliamīda pamata, mazgāt 60 C.

**Svarīgi:** Ķermeņa pārvalks nav fiksēšanas līdzeklis. Tā lietošanas laikā nepieciešams pacientu periodiski kontrolēt. Nedrīkst ķermeņa pārvalku lietot agresīvo un nemierīgo pacientu fiksēšanai.

**BFX8000** Kermena parvalks, balts

**BFX8050** Kermena parvalks, zils

## INKOPIDŽAMAS



Pidžamas ar īsām un ar garām piedurknēm, ar biksēm, bikšu iekšpusē ir rāvējslēdzis ( no kājas potītes līdz potītei). Aizsargā pacientu no ievainojumiem un pasargā, lai nenovilkto autiņbikses. Slimnieku kopējs viegli var novilkt pidžamas bikses un, atverot rāvējslēdzi, nomainīt autiņbikses. Izmēri no S līdz XL. Izgatavotas no kokvilnas, mazgāt 60°C.

**BSY8100** Inkopidžama ar garām piedurknēm, izmērs S

**BSY8110** Inkopidžama ar garām piedurknēm, izmērs M

**BSY8120** Inkopidžama ar garām piedurknēm, izmērs L

**BSY8130** Inkopidžama ar garām piedurknēm, izmērs XL

---

**BSY8105** Inkopidžama ar īsām piedurknēm, izmērs S

**BSY8115** Inkopidžama ar īsām piedurknēm, izmērs M

**BSY8125** Inkopidžama ar īsām piedurknēm, izmērs L

**BSY8135** Inkopidžama ar īsām piedurknēm, izmērs XL

---