





# Pārceļšanas, Ārstēšanas un Rehabilitācijas risinājumi ilgstošās aprūpes un ārstēšanas iestādēm



Guldmann™



**Vairāk laika aprūpei**  
**Ilgstošās aprūpes iestādēs**





Mēs esam speciālisti, kuru mērķis ir palīdzēt jums radīt apstākļus, kas atbilst **celšanas un pārcelšanas** prasībām visdažādākajās veselības aprūpes iestādēs, sniedzot jums vairāk laika jūsu tiešajam darbam un aprūpei

Ilgstošas aprūpes iestādes ir ne tikai iedzīvotāju mājas, bet arī aprūpētāju darba vieta. Lai sniegtu iedzīvotājiem pienācīgu atbalstu ikdienas uzdevumu veikšanā, ir svarīgi, lai viņu rīcībā būtu atbilstošs aprīkojums

Guldmann rūpējas, lai mūsu piegādātās iekārtas atbilstu jūsu pašreizējām un potenciālajām nākotnes vajadzībām, atvieglojot jūsu darbu un nodrošinot daudzpusīgu izmantošanu. Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt, lai pēc iespējas vairāk laika jūsu aprūpes iestādē tiktu pavadīts, veicot tiešās aprūpes uzdevumus.



# GH3


## Griestu celšanas sistēma

### Profesionālā klase

Neatkarīgi no pacelšanas sistēmas novietojuma GH3 modelis darbojas ar uzlādējamu akumulatoru, kas atrodas sliedēs. Tas nodrošina, ka pacēlājs vienmēr ir gatavs lietošanai.

Šis pacēlāja modelis ir īpaši izstrādāts, ņemot vērā profesionālās aprūpes darba apstākļus, tāpēc tas ir piemērots regulārai un intensīvai lietošanai. Kopā ar citiem Guldmann plašā celšanas cilpu un siksnu klāsta produktiem GH3 ir ne tikai ideāli piemērots dažādām celšanas un pārcelšanas procedūrām, bet to var izmantot arī citiem aprūpes uzdevumiem, mobilizācijas vingrinājumiem, kā arī apmācības un rehabilitācijas programmām.

GH3 piedāvā plašu klāstu, lai pielāgotu izstrādājumu pacienta svaram: 200 kg, 250 kg, 275 kg, 350 kg un 400 kg.







## Apbalvots Modulārais Dizains

GH3+ griestu pacelājus var uzstādīt kopā ar vienu vai vairākiem sistēmas modeļiem no Goldmann Care Lift Management (CLM) sistēmu klāsta, kas ir paredzēti, lai vienkāršotu un racionalizētu griestu pacelēju sistēmas ikdienas lietošanu.

„Goldmann CLM Online sistēma nodrošina piekļuvi ātram pārskatam, kas fiksē, kad un cik bieži tiek izmantoti GH3 griestu pacelāji jūsu telpās. Sistēma arī nodrošina, ka jūs savlaicīgi saņemat paziņojumu par gaidāmajām obligātajām drošības pārbaudēm. Turklāt sistēmai ir vairākas priekšrocības, tostarp:

- Iespējas uzlabot savas prasmes un samazināt riskus un ar darbu saistītus ievainojumus, ievērojot drošas pacientu ārstēšanas procedūras;
- Resursu plānošanas optimizācija;
- Pēc izvēles integrēti svāri;
- Atbilstības nodrošināšana, lai izvairītos no atbildības problēmām un dīkstāves.







## **GH1 + pie sienas montējama sliežu griestu celšanas sistēma**

**Ātra montēšana = ekonomiska  
uzstādīšana**

### **Sienas sliedes: drošs un efektīvs risinājums**

Guldmann sienas sliedes ir paredzētas tieši montāžai uz visu veidu sienu virsmām. Pateicoties vieglai un ergonomiskai uzstādīšanai, šo sliežu sistēmu var viegli demontēt un pielāgot izmantošanai jebkurā citā vietā vai telpā.

### **GH1 griestu pacelājs: ikdienas celšanas vajadzībām.**

GH1 pacelēja modelis ir izstrādāts, lai apmierinātu ikdienas celšanas vajadzības, kas parasti rodas privātās, grupu vai ilgtermiņa aprūpes mājās. Pateicoties kompaktnajam dizainam, pacelājs aizņem maz vietas, ir viegli lietojams un palīdz nodrošināt, ka pacelšana un pārvietošana tiek veikta droši, vienkārši un ērti gan iedzīvotājiem, gan aprūpētājiem.

GH1 tiek vadīts ar ērtu manuālo vadības pultī kas ļauj ātri un viegli pacelt pacientus, kas sver līdz pat 250 kg.





## GHZ + pie sienas montējama celšanas griestu sistēma

Risinājums zemiem griestiem



### Diskrētums un elegances

GHZ ir diskrets - gandrīz neredzams - celšanas risinājums, kas nodrošina drošu un ērtu pārvietošanu un ergonomiski drošu darba vidi apkopes personālam. Pateicoties līfta konstrukcijai un darbībai, kas atrodas šķērsslīežu iekšpusē, tiek maksimāli palielināts telpas augstums, kas sniedz priekšrocības telpās ar zemiem griestiem.

Guldmann ir viens no pasaulē lielākajiem griestu pacelšanas sistēmu servisa un montāžas pakalpojumu sniedzējiem ar nepārspējamu prasmju un kompetences līmeni. Mēs katru dienu cenšamies saglabāt šo pozīciju.

Guldmann sertificēti servisa tehniķi un uzstādītāji ir augsti kvalificēti profesionāļi. Mēs nodrošinām, ka viņi ir labi informēti par mūsu darbībām un regulāri saņem jaunāko informāciju par tehniskajiem atjauninājumiem.





## GL5.1

### Mobilais pacelājs

Kopā ar GL5.1 atvieglo pacientu pārvietošanu, samazina aprūpes iestāžu personāla muguras traumu risku un uzlabo aprūpētāju un lietotāju komfortu un drošību.

#### Ērta pacelšana no grīdas

GL5.1 funkcionalitāte atvieglo pacienta pacelšanu no grīdas un pārvietošanu uz krēslu vai gultas. Šī funkcija padara GL5.1 par ideālu risinājumu neparedzētām celšanas vajadzībām, ja nav iespējams uzstādīt griestu celšanas sistēmu

#### Celšanas no un uz gultu

GL5.1 nodrošina efektīvu celšanu no un uz gultu. Augsta pacelšanas un liela attāluma funkcijas ļauj viegli un pareizi novietot pacientu gultā vai ratiņkrēslā..

#### Liela svara pārceļšanai

GL5.1 sistēma ar maksimālo pacelšanas svaru 205 kg ir piemērota bariatriskiem pacientiem.

## GLS5.1

### No sēdus stāvokļa tieši uz kājām

Viegls, ērts un drošs veids, kā pacelt un atbalstīt pacientus ar pilnīgu vai daļēju ķermeņa augšdaļas kontroli.

Viegli pielāgojams lietošanai dažādos augstumos un izmēros. Tā ir spēcīga, uzticama un ļoti jaudīga sistēma, kas spēj pacelt līdz 205 kg.







## GTP1


### Pārcelšanas platforma

Guldmann GTP1 pārcelšanas platforma ir portatīvs mobils darba rīks, kas atvieglo stāvošu un daļēji nekustīgu pacientu pārvietošanu.

Aktīva līdzdalība pārvietošanā ļauj pacientam izmantot un attīstīt muskuļu funkcijas un līdzsvaru.

Izturīgā un stabilā platforma nodrošina atbalstu un drošību īslaicīgas pārvietošanas laikā stāvus stāvoklī.

Ja nepieciešams, kopā ar platformu var izmantot pārvietošanas siksnu, lai nodrošinātu papildu atbalstu pārvietošanas laikā stāvus.



## Smart Glide

### Pārcelšanas palags

Daudzfunkcionāls pārcelšanas palags piemērots, lai samazinātu berzi.


Smart Glide Transfer Sheet ir izstrādāts, lai samazinātu berzi starp pacientu un dažādām virsmām. Smart Glide ir lielisks papildinājums mūsu siksnu klāstam, kas atvieglo pareizu siksnu novietojumu. Palags ir izgatavots no neilona materiāla ar silikona pārklājumu, kas samazina berzi un troksni, nodrošinot, ka pārvietošana ir drošāka un ērtāka abiem. pacientui, tiek personai.



# Siksnas un viņu pielikumi

## Plaša izvēle

Guldmann plašais klāsts ietver jostas dažādiem aprūpes uzdevumiem, tostarp pacelšanai, novietošanai un pārvietošanai, kā arī apmācībai, mobilizācijai un aktivizēšanai. Pareizi pieguļoša josta ne tikai nodrošina pacienta komfortu un drošību, bet arī palīdz aprūpes darbiniekam darba laikā saglabāt pareizu darba pozu un stāju.




## Jūsu labā – plaša izvēle!

Visas Guldmann siksnas ir izstrādātas tā, lai tās atbilstu tirgū pieejamajiem standarta stila stiprinājumiem.

Pārcelšanai



Pozicionēšanai




Celšanai



Ārstēšanai



Mobilizācijai un  
aktivitātei



Nodarbībām








## Active Micro Plus

Lai paceltu un pārvietotu pacientus sēdus stāvoklī, uzsverot piekļūvi tualetei un citām higiēnas procedūrām. Siksnas balsta ķermeņa augšdaļu un ir piestiprināta ap krūtīm un augšstilbu. Regulējama elastīga atbalsta siksnas ļauj viegli pielāgot siksnu individuālām vajadzībām.

Siksnas, kas palīdzēs  
Jums **piecelties** un  
kustēties



## Active Trainer

Guldmann Active Trainer staigāšanas siksnas ir paredzēta agrīnai mobilizācijai, aktivizēšanai un treniņiem. Šī staigāšanas siksnas ir ideāli piemērota pacientiem, kuri var stāvēt stāvus, bet kuriem ir līdzsvara problēmas.

Active Trainer palīdz uzturēt stāju un atbalsta pacientu staigāšanas laikā.





## Gait Trainer

Gait Trainer staigāšanas siksnas ar stiprinājumu kājām ir ideāli piemērota agrīnai mobilizācijai un līdzsvara trenēšanai. Šī staigāšanas josta ir paredzēta lietotājiem, kuriem ir pietiekamas stāvus stāvēšanas iemaņas, bet kuriem ir nepieciešams atbalsts un drošības sajūta nodarbību laikā, jo viņiem ir traucēts līdzsvars. Gait Trainer siksnas nodrošina nepieciešamo atbalstu staigāšanas laikā un palīdz lietotājam saglabāt līdzsvaru un stāju.



## Basic Basic

Daudzpusīga siksna, kas paredzēta izmantošanai dažādās pārvietošanas un pacelšanas situācijās, piemērota visu veidu pacientiem. Siksna balsta visu ķermeni, izņemot galvu.



## Basic High


Daudzpusīga siksna, kas izstrādāta, lai apmierinātu dažādas pārvietošanas vajadzības, kurām nepieciešams atbalsts visam ķermenim. Goldmann Basic High siksnu komplekts ir paredzēts vispusīgai pacientu pacelšanai, piemērots dažādām pacientu vajadzībām un celšanai operāciju laikā. Siksna balsta visu ķermeni, tostarp galvu.



## Basic Comfort High

Pacientu ar vāju ķermeņa augšdaļas motoriku celšanai un pārvietošanai. Drošības siksna balsta visu ķermeni, tostarp galvu, bet regulējamo pagalvi vajadzības gadījumā var noliekt. Siksna apakšējā daļa ir pārklāta ar īpašu "Spacer" materiālu, kas nodrošina papildu atbalstu gurnu zonā.

Siksna, kas palīdzēs  
Jums **izkāpt un**  
**iekāpt** gultā





Ērtas siksna  
lietošanai, sēžot  
krēslā vai  
ratiņkrēslā



## Sit-On Comfort / Sit-On Comfort High


Guldmann Sit-On Comfort siksna ir paredzēta pacientiem, kuriem jāturpina sēdēt uz siksna, celšanai un pārvietošanai. Ideāli piemērots īpaši konstruētiem ratiņkrēsliem vai pacientiem, kuriem bieži jāpārvietojas. Drošības josta atbalsta augšstilbus un muguru un neļauj augšstilbiem celšanas laikā griezties uz iekšu..



## Sit-On II / Sit-On High II

Sit-On High II siksna ir paredzēta pacientu celšanai un pārvietošanai, kuriem lielā svara vai pielāgota ratiņkrēsla dēļ ilgstoši jāsež uz siksna. Galvas balstu var noregulēt atbilstoši pacienta vajadzībām, un, sēžot ratiņkrēslā, to var noliekt.


Siksna, kuras ērti  
lietot



## Basic Shell

Guldmann Basic Shell siksna atbalsta visu ķermeni un ir paredzēta pacientu ar ķermeņa augšdaļas paralīzi vai galvas un ķermeņa augšdaļas vājumu celšanai un pārvietošanai. Josta balsta visu ķermeni un galvu, atstājot pacienta rokas ārpus jostas.

Celšanas siksna, kas palīdz **repozicionēt** pacientu gultā un pagriezt pacientu.



## Twin Turner


Siksna ļauj viegli pagriezt pacientu no vienas puses uz otru, to nenņemot. Šī funkcija ļauj viegli regulēt celšanas siksnu, lai izvairītos no nepieciešamības manuāli apgriezt vai citādi pārvietot pacientu. Pozicionēšanas siksnei ir salīdzinoši maza virsma, tādējādi samazinot berzi ar pacienta ādu un atvieglojot aprūpi un ārstēšanu.



## Repozicionēšanas siksna

Siksna balsta visu ķermeni, tostarp galvu, un ceļot no gultas, nestuvēm vai grīdas guļus stāvoklī. Siksna ir ideāli piemērota lietošanai, mainot gultas veļu, veicot higiēnas darbus un pārvietojot pacientu no gultas un uz gultu.

Siksna ekstremitāšu **pacelšanai** un atbalstam



## Daudzfunkcionālas atbalsta/ kāju siksna

Siksna ir paredzēta, lai paceltu vai atbalstītu noteiktas ķermeņa daļas, tostarp rumpi, iegurņi, kājas vai rokas. Siksna atbalsta ekstremitātes brūču kopšanas, pārsiešanas vai personīgās higiēnas procedūru laikā. Jostu var izmantot arī agrīnai mobilizācijai.






## Unikāli un visaptveroši šodienas un nākotnes risinājumi

Mēs esam speciālisti, kas nodrošina apstākļus, kuri atbilst ceļšanas un pārcelšanas prasībām visā veselības aprūpes vidē, sniedzot jums vairāk laika jūsu tiešajam darbam, aprūpei un ārstēšanai..

Taču Guldmann risinājumi ir daudz vairāk nekā tikai efektīvs un vienkāršs veids, kā pacelt un pārvietot cilvēkus no punkta A uz punktu B.

Mūsu izstrādājumi ir izstrādāti tā, lai tos varētu kombinēt, pārveidot un izmantot visdažādākajās situācijās un lietojumos, tādējādi nodrošinot unikāli efektīvus risinājumus gandrīz visām ceļšanas un pārvietošanas vajadzībām. Tāpēc mēs esam pārliecināti, ka Guldmann risinājumi ir uzticams, ilgstošs un finansiāli izdevīgs ieguldījums.

Laiks rūpēties



**V. Guldmann A/S**  
Graham Bells Vej 21-23A  
DK-8200 Aarhus N  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

**Guldmann™**