



SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka



LENTEX EXCLUSIVE

Patogus higieninis čiužinys su unikaliu laminuotu užvalkalu ir trimis klijuotais porolono sluoksniais.

Lentex Exclusive yra statinis higieninis čiužinys iš LENTEX® serijos, sukurtas praguloms gydyti iki 2 kategorijos imtinai. Kruopščiai parinkta porolono sudėtis su standesniu branduoliu ir dviem minkštesnio porolono sluoksniais sukurta siekiant suteikti didesnę patogumą naudotojams ir gerą spaudimo paskirstymą.

- **Ypatingai lankstus užvalkalas.** Suteikia panardinimo ir apgaubimo jausmą. Tai yra svarbus veiksnys geram slėgio paskirstymui
- **Balta paviršiaus danga.** Šviesi paviršiaus danga padeda personalui lengviau pastebėti paviršiaus užterštumą
- **Pusiau permatomas užvalkalas** Palengvina užterštų porolono branduolių aptikimą
- **Unikalus paviršius efektyviam valymui** Nepriklausomi tyrimai parodė, kad užvalkalas išlaiko iki 73% daugiau dezinfekavimo priemonių* valant, dėl unikalios paviršiaus struktūros.
- **Visiškai be siūlių ir užtrauktukų** Sumažina čiužinio porolono branduolio užteršimo riziką.

* Tyrimas, Vokietija, 1999 m.



SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

LENTEX EXCLUSIVE

Stabilus čiužinys su geru slėgio paskirstymu.

Patvirtintas lovų ir čiužinių dezinfekavimui

Kadangi lovų ir čiužinių dezinfekacija tampa vis labiau automatizuota, svarbu, kad produktai galėtų atlaikyti šį procesą nesugerdami vandens ar neišbrinktų. Mūsų Lentex čiužiniai buvo išbandyti ir patvirtinti dezinfekavimui Sonosteam/Semi Staal metodu.

Spaudimo sumažinimas išsikišusioms kūnų dalims

Porolono branduolys susideda iš trijų sluoksnių su kruopščiai parinktomis putomis. Kartu su unikaliu Lentex® paviršiaus sluoksniu tai suteikia labai geras spaudimo paskirstymo sąlygas. Čiužinys turi dokumentuotą mažo spaudimo efektą (51 mm/Hg) išsikišusioms kūno dalims, tokioms kaip kulnai ir pečiai, todėl atskiros kulnų zonos nereikia.

Patvarumas ir sėdėjimo funkcija

Čiužinys buvo išbandytas pagal SS 876 00 11 standartą su gerais rezultatais. Tai reiškia, kad čiužinys gali būti naudojamas sėdimoje pozicijoje pakelta nugaros atrama lovoje.

2 cm itin minkštų šaltų putų, 23 kg/m³

9 cm slėgį mažinantis porolonas, 40 kg/m³

2 cm itin minkštų šaltų putų, 23 kg/m³

ČIŪŽINIŲ SLĖGIO MAŽINAMŲJŲ SAVYBIŲ OBJEKTIAUS VERTINIMO STANDARTAS

Siekdama objektyviai įvertinti čiužinio slėgį mažinančias savybes, RISE sukūrė standartą su įlenkimais, kuriais matuojamas tikrasis čiužinio slėgio sumažinimas. Šis metodas aprašytas Švedijos standarte SS 876 00 13

Lentex® Exclusive buvo testuotas RISE pagal SS 876 00 13 ir priskirtas pragulų gydymui iki 2 kategorijos imtinai.

Bandymo rezultatai pateikiami žemiau.

Čiužinys	Large indenter	Large indenter	Small indenter
Lentex Exclusive	300 N 35	600 N 48	40 N 51

*RISE (Research Institutes of Sweden), a Swedish independent research institute - www.ri.se

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS



Sandara	2 cm itin minkštų šaltų putų, 23kg/m ³ , 9 cm slėgį mažinantis porolonas 40 kg/m ³ , 2 cm itin minkštų šaltų putų 23kg/m ³ . Lentex® turi poliuretano paviršinį sluoksnį.	Max naudotojo svoris	180 kg.
Dydžiai	200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 13 cm	Garantija	3 metų garantija porolono branduoliui 5 metų garantija Lentex paviršiaus sluoksnio sukibimui.
Paskirtis	prevencijai ir iki II kategorijos praguloms gydyti	Priešgaisrinė sauga	SS 87600 01, normalus pavojus (testo metodai EN 597-1 & 2)
Svoris	6-8 kg priklausomai nuo dydžio	Perdirbimas	Pilnai perdirbamas. Rūšiuoti kaip deginamas atliekas. Išmontuoti nereikia.
Higiena	SS-EN ISO 811.	Žymėjimas	Gamybos metai, mėnuo, diena, EAN, priežiūros instrukcijos, kontaktinė informacija, standartų atitikimas ir žymėjimas lovoje.
Čiužinio dezinfekcija	Patvirtinta Sonosteam/Semistaal		



Järven Health Care

Atstovas Lietuvoje ir Latvijoje:
UAB "Slaugivita"
Dubijos g. 16, Šiauliai LT 77172
+370 41 540204, info@slaugivita.com
www.slaugivita.com